

## FEMTO X 1.185

Carrozzina superleggera  
a telaio pieghevole


☐ Ordine

☐ Preventivo

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Tecnico di riferimento: \_\_\_\_\_ Cell.: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna: \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione: \_\_\_\_\_

Codice di riferimento NT17: **12.22.03.012** (ex 12.21.06.060 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122106**.

N° repertorio DM: **2861281**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **1.185**

**Prezzo: (a partire da) 2.300,00€ IVA ESCLUSA**

### Configurazione BASE comprende:

- Telaio rigido certificato per trasporto in auto, con profilo anteriore COMPACT 80°, non addotto;
- Schienale con tubi dritti senza maniglie e telo tensionabile a velcro con rivestimento standard;
- Seduta con telo e fasce a velcro;
- Ruote posteriori 24" con copertoni alta pressione neri, antiforo; ruote anteriori 4" nere;
- Spondina in plastica con copertura ruota;
- Poggipiedi separati in plastica con fascia poggipolpacci

**Portata max. 130 kg**

### LARGHEZZA SEDUTA (SW – Seat Width)

|         |                          |                                    |         |
|---------|--------------------------|------------------------------------|---------|
| 1185-32 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 32 cm (codice MEYRA 32)  | 2.300,- |
| 1185-34 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 34 cm (codice MEYRA 34)  | 2.300,- |
| 1185-36 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 36 cm (codice MEYRA 36)  | 2.300,- |
| 1185-38 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 38 cm (codice MEYRA 38)  | 2.300,- |
| 1185-40 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 40 cm (codice MEYRA 40)  | 2.300,- |
| 1185-42 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 42 cm (codice MEYRA 342) | 2.300,- |
| 1185-44 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 44 cm (codice MEYRA 344) | 2.300,- |
| 1185-46 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 46 cm (codice MEYRA 46)  | 2.350,- |
| 1185-48 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 48 cm (codice MEYRA 48)  | 2.350,- |
| 1185-50 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 50 cm (codice MEYRA 350) | 2.350,- |
| 1185-52 | <input type="checkbox"/> | Larghezza 52 cm (codice MEYRA 952) | 2.350,- |

### PROFONDITA' SEDUTA (SD – Seat Depth)

|          |                          |                  |      |
|----------|--------------------------|------------------|------|
| 1185-394 | <input type="checkbox"/> | Profondità 34 cm | 70,- |
| 1185-366 | <input type="checkbox"/> | Profondità 36 cm | 70,- |
| 1185-368 | <input type="checkbox"/> | Profondità 38 cm | 60,- |
| 1185-615 | <input type="checkbox"/> | Profondità 40 cm | 0,-  |
| 1185-784 | <input type="checkbox"/> | Profondità 42 cm | 0,-  |
| 1185-618 | <input type="checkbox"/> | Profondità 44 cm | 0,-  |
| 1185-619 | <input type="checkbox"/> | Profondità 46 cm | 0,-  |
| 1185-787 | <input type="checkbox"/> | Profondità 48 cm | 60,- |
| 1185-792 | <input type="checkbox"/> | Profondità 50 cm | 60,- |

**MEYRA ITALY SRL** – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

Pagina 1 of 7 | Versione 2.1, giugno 2026

**FORMA DEL TELAIO ANTERIORE**

|           |                                     |                                                       |     |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 1185-346  | <input type="checkbox"/>            | Telaio anteriore STANDARD, angolo 70°                 | 0,- |
| 1185-347  | <input checked="" type="checkbox"/> | Telaio anteriore COMPACT, angolo 80°                  | STD |
| 1185-4959 | <input type="checkbox"/>            | Telaio anteriore non addotto (Solo per SW da 32 a 46) | STD |

**ALTEZZA DI SEDUTA ANTERIORE (FSH – Front Seat Height)**

Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

|                     | 44 cm                    | 45 cm                    | 46 cm                    | 47 cm                    | 48 cm                    | 49 cm                               | 50 cm                    | 51 cm                    | 52 cm                    | 53 cm                    | 54 cm                    | 55 cm                    | 56 cm                    |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Con ruote Ø100 (4") | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Con ruote Ø125 (5") | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Con ruote Ø142      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**TIPOLOGIA DI RUOTA ANTERIORE E GOMMA**

|          |                                     |                                                           |     |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1185-151 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ruota Ø100 (4") gomma dura, cerchio in plastica (Ø100x30) | STD |
| 1185-325 | <input type="checkbox"/>            | Ruota Ø125 (5") gomma dura, cerchio in plastica (Ø125x30) | 0,- |
| 1185-327 | <input type="checkbox"/>            | Ruota Ø142 gomma morbida, cerchio in plastica (Ø142x37)   | 0,- |
| 1185-909 | <input type="checkbox"/>            | Gomma grigia                                              | 0,- |
| 1185-908 | <input checked="" type="checkbox"/> | Gomma nera                                                | STD |

**RUOTE ANTERIORI SPECIALI**

|           |                          |                                                                        |       |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1185-2480 | <input type="checkbox"/> | Ruota lightwheel 4" in gomma trasparente con luci, cerchio in plastica | 90,-  |
| 1185-2481 | <input type="checkbox"/> | Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x32)    | 150,- |
| 1185-2482 | <input type="checkbox"/> | Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x32)    | 150,- |
| 1185-2483 | <input type="checkbox"/> | Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x37)    | 90,-  |
| 1185-2484 | <input type="checkbox"/> | Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø100x37)       | 90,-  |
| 1185-2485 | <input type="checkbox"/> | Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø100x37)     | 90,-  |
| 1185-2486 | <input type="checkbox"/> | Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø100x37)      | 90,-  |
| 1185-2487 | <input type="checkbox"/> | Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø100x37)        | 90,-  |
| 1185-2488 | <input type="checkbox"/> | Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)    | 90,-  |
| 1185-2489 | <input type="checkbox"/> | Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x37)    | 90,-  |
| 1185-2490 | <input type="checkbox"/> | Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø125x37)       | 90,-  |
| 1185-2491 | <input type="checkbox"/> | Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø125x37)     | 90,-  |
| 1185-2492 | <input type="checkbox"/> | Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø125x37)      | 90,-  |
| 1185-2493 | <input type="checkbox"/> | Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø125x37)        | 90,-  |
| 1185-2494 | <input type="checkbox"/> | Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)    | 90,-  |
| 1185-2495 | <input type="checkbox"/> | Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø100x30)        | 150,- |
| 1185-2496 | <input type="checkbox"/> | Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø125x30)        | 150,- |

**ALTEZZA DI SEDUTA POSTERIORE (RSH – Rear Seat Height)**

Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

|               | 39 cm                    | 40 cm                    | 41 cm                    | 42 cm                    | 43 cm                    | 44 cm                               | 45 cm                    | 46 cm                    | 47 cm                    | 48 cm                    | 49 cm                    | 50 cm                    | 51 cm                    | 52 cm                    | 53 cm                    |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Con ruote Ø24 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Con ruote Ø25 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Con ruote Ø26 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**MEYRA ITALY SRL** – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

**TIPOLOGIA DI RUOTA POSTERIORE, PNEUMATICO e CORRIMANO**

|                  |                                     |                                                                            |                         |            |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>1185-2651</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Cerchio standard colore nero</b>                                        | <b>24"</b>              | <b>STD</b> |
| 1185-651         | <input type="checkbox"/>            | Cerchio standard colore grigio                                             | 22" e 24"               | 0,-        |
| 1185-848         | <input type="checkbox"/>            | Cerchio Silverdesign – Raggi radiali, mozzo flangia alta                   | 24"                     | 45,-       |
| 1185-695         | <input type="checkbox"/>            | Cerchio nero JUMBO Active – Raggi radiali, mozzo flangia alta              | 24", 25" e 26"          | 250,-      |
| 1185-2469        | <input type="checkbox"/>            | Ruote SPINERGY CLX in carbonio, raggi neri                                 | 24 x 1"                 | 1.390,-    |
| 1185-2470        | <input type="checkbox"/>            | Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi neri                                 | 24 x 1"                 | 1.100,-    |
| 1185-2471        | <input type="checkbox"/>            | Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi bianchi                              | 24 x 1"                 | 1.100,-    |
| 1185-2472        | <input type="checkbox"/>            | Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi arancio                              | 24 x 1"                 | 1.100,-    |
| <b>1185-395</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Pneumatico MAXXIS VN Alpha Master Evo, nero, 10bar</b>                  | <b>24", 25" e 26"</b>   | <b>STD</b> |
| 1185-474         | <input type="checkbox"/>            | Pneumatico standard, nera, pieno                                           | 24 x 1"                 | 0,-        |
| 1185-496         | <input type="checkbox"/>            | Pneumatico standard, grigio, 8 bar                                         | 24 x 1"                 | 0,-        |
| 1185-486         | <input type="checkbox"/>            | Pneumatico con battistrada scanalato, grigio, 4 bar                        | 24 x 1 <sup>3/8</sup> " | 0,-        |
| 1185-902         | <input type="checkbox"/>            | Pneumatico standard, grigio, pieno                                         | 24 x 1"                 | 0,-        |
| 1185-363         | <input type="checkbox"/>            | Pneumatico SCHWALBE ONE, nero, liscio, 9 bar                               | 24 x 1"                 | 70,-       |
| 1185-897         | <input type="checkbox"/>            | Pneumatico MARATHON PLUS, nero, 10 bar                                     | 24", 25" e 26"          | 70,-       |
| <b>1185-494</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Corrimani in alluminio (non applicabili a cerchio JUMBO 695)</b>        | <b>22" e 24"</b>        | <b>STD</b> |
| 1185-493         | <input type="checkbox"/>            | Corrimani in acciaio inox, lucido                                          | 24", 25" e 26"          | 0,-        |
| 1185-445         | <input type="checkbox"/>            | Corrimani in titanio a 6 agganci (solo con ruote 695 o Spinergy)           | 24", 25" e 26"          | 390,-      |
| 1185-168         | <input type="checkbox"/>            | Corrimani OPTIGRIPP – con rivestimento gommato                             | 24"                     | 250,-      |
| 1185-849         | <input type="checkbox"/>            | Corrimani CURVE L ergonomici, neri (solo con ruote 695, 651 e 2651)        |                         | 370,-      |
| 1185-850         | <input type="checkbox"/>            | Corrimani CURVE L Tetra Grip, antiscivolo (solo con ruote 695, 651 e 2651) |                         | 480,-      |
| 1185-853         | <input type="checkbox"/>            | Corrimani GEKKO, ergonomici e gommati (solo con ruote 695, 651 e 2651)     |                         | 480,-      |
| 1185-166         | <input type="checkbox"/>            | Anelli in silicone (non applicabili a corrimani 494)                       |                         | 105,-      |
| <b>1185-692</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Corrimani montati stretti (standard)</b>                                |                         | <b>STD</b> |
| 1185-693         | <input type="checkbox"/>            | Corrimani montati larghi                                                   |                         | 0,-        |

**RUOTE POSTERIORI SPECIALI COMPLETE**

|           |                          |                                                              |                |       |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1185-752  | <input type="checkbox"/> | Ruote lightwheel con Schwalbe RightRun e corr. nero (> 90kg) | 20", 22" e 24" | 50,-  |
| 1185-2461 | <input type="checkbox"/> | Ruote DAY-LITE con MBL Gazelle e corrimano nero              | 24 x 1"        | 280,- |
| 1185-2465 | <input type="checkbox"/> | Ruote SIX STAR con gomma 8bar e corrimano in alluminio       | 24 x 1"        | 250,- |
| 1185-2466 | <input type="checkbox"/> | Ruote CROSS con gomme nere e corrimano in acciaio            | 24 x 1,75"     | 160,- |
| 1185-2468 | <input type="checkbox"/> | Ruote DAY-LITE con MBL Speedline e corrimano nero            | 24 x 1"        | 150,- |
| 1185-2473 | <input type="checkbox"/> | Ruote BLACK LIGHT con Marathon Plus e corr. in alluminio     | 24 x 1"        | 150,- |

**BARICENTRO**

|                                     |                                                          |            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/>            | Assetto 1. Distanza schienale/centro ruota: 115 mm       | 0,-        |
| <input type="checkbox"/>            | Assetto 2. Distanza schienale/centro ruota: 95 mm        | 0,-        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Assetto 3. Distanza schienale/centro ruota: 75 mm</b> | <b>STD</b> |
| <input type="checkbox"/>            | Assetto 4. Distanza schienale/centro ruota: 55 mm        | 0,-        |
| <input type="checkbox"/>            | Assetto 5. Distanza schienale/centro ruota: 35 mm        | 0,-        |
| <input type="checkbox"/>            | Assetto 6. Distanza schienale/centro ruota: 15 mm        | 0,-        |
| <input type="checkbox"/>            | Assetto 7. Distanza schienale/centro ruota: -5 mm        | 0,-        |
| <input type="checkbox"/>            | Assetto 8. Distanza schienale/centro ruota: -25 mm       | 0,-        |

### CAMPANATURA

|          |                                     |                   |      |
|----------|-------------------------------------|-------------------|------|
| 1185-478 | <input checked="" type="checkbox"/> | Senza campanatura | STD  |
| 1185-447 | <input type="checkbox"/>            | Campanatura di 3° | 25,- |

### FRENI PER UTENTE

|           |                                     |                                                   |      |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| 1185-305  | <input checked="" type="checkbox"/> | Freni a spinta                                    | STD  |
| 1185-986  | <input type="checkbox"/>            | Estensione leva per freno codice 305, estraibile  | 60,- |
| 1185-681  | <input type="checkbox"/>            | Estensione leva per freno codice 305, abbattibile | 65,- |
| 1185-2595 | <input type="checkbox"/>            | Freno a forbice "light pressure" in alluminio     | 60,- |

### ALTEZZA DELLO SCHIENALE TENSIONABILE (BH – Backrest Height)

|          |                                     |                                                                                  |       |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1185-620 | <input type="checkbox"/>            | Schienale tens. con fasce a velcro alto 25 cm (regolabili di 60cm, step da 15mm) | 30,-  |
| 1185-626 | <input type="checkbox"/>            | Schienale tens. con fasce a velcro alto 30 cm (regolabili di 60cm, step da 15mm) | 0,-   |
| 1185-631 | <input checked="" type="checkbox"/> | Schienale tens. con fasce a velcro alto 35 cm (regolabili di 60cm, step da 15mm) | STD   |
| 1185-632 | <input type="checkbox"/>            | Schienale tens. con fasce a velcro alto 40 cm (regolabili di 60cm, step da 15mm) | 40,-  |
| 1185-633 | <input type="checkbox"/>            | Schienale tens. con fasce a velcro alto 45 cm (regolabili di 60cm, step da 15mm) | 95,-  |
| 1185-637 | <input type="checkbox"/>            | Schienale tens. con fasce a velcro alto 50 cm (regolabili di 60cm, step da 15mm) | 150,- |

### IMBOTTITURA SCHIENALE

|           |                                     |                                                       |      |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| 1185-235  | <input checked="" type="checkbox"/> | Cover esterna in tessuto nero standard                | STD  |
| 1185-292  | <input type="checkbox"/>            | Cover esterno in tessuto nero traspirante             | 90,- |
| 1185-2002 | <input type="checkbox"/>            | Cover più larga di 2cm                                | 50,- |
| 1185-2003 | <input type="checkbox"/>            | Cover più larga di 4cm                                | 50,- |
| 1185-593  | <input type="checkbox"/>            | Senza imbottiture (per montaggio schienali posturali) | 0,-  |

### ANGOLO DELLO SCHIENALE

|                                     |                   |     |
|-------------------------------------|-------------------|-----|
| <input type="checkbox"/>            | Posizione A: 80°  | 0,- |
| <input type="checkbox"/>            | Posizione A: 85°  | 0,- |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Posizione A: 90°  | STD |
| <input type="checkbox"/>            | Posizione A: 95°  | 0,- |
| <input type="checkbox"/>            | Posizione A: 100° | 0,- |

### TUBI DELLO SCHIENALE

|          |                                     |                                                                                                                                   |       |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1185-411 | <input checked="" type="checkbox"/> | Senza maniglie di spinta                                                                                                          | STD   |
| 1185-410 | <input type="checkbox"/>            | Con maniglie di spinta lunghe, fisse                                                                                              | 50,-  |
| 1185-413 | <input type="checkbox"/>            | Con maniglie di spinta corte, fisse                                                                                               | 50,-  |
| 1185-141 | <input type="checkbox"/>            | Con maniglie di spinta swing-away                                                                                                 | 120,- |
| 1185-502 | <input type="checkbox"/>            | Maniglie di spinta montate esternamente ai tubi, regolabili di 170mm                                                              | 90,-  |
| 1185-818 | <input type="checkbox"/>            | Schienale abbattibile sulla seduta<br>(Attenzione: per schienali altezza 40, 45 e 50cm, non compatibile con braccioli cod. 81/84) | 380,- |

### TELO SEDUTA e CUSCINO

|          |                                     |                                                          |      |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1185-562 | <input checked="" type="checkbox"/> | Seduta in tela nera con strisce di velcro femmina cucite | STD  |
| 1185-560 | <input type="checkbox"/>            | Cuscino imbottito alto 3cm                               | 60,- |
| 1185-561 | <input type="checkbox"/>            | Cuscino imbottito alto 5cm                               | 60,- |

**SPONDINE E BRACCIOLI**

|                 |                                     |                                                                               |            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1185-100        | <input type="checkbox"/>            | Spondina in acciaio con inserto in carbonio                                   | 80,-       |
| 1185-304        | <input type="checkbox"/>            | Spondina in fibra di carbonio, rimuovibile, senza copertura della ruota       | 140,-      |
| <b>1185-101</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Spondina in plastica con copertura ruota di 41 mm</b>                      | <b>STD</b> |
| 1185-783        | <input type="checkbox"/>            | Spondina in carbonio, rimuovibile, con copertura ruota di 35 mm               | 360,-      |
| 1185-81         | <input type="checkbox"/>            | Bracciolo corto ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con pulsante | 220,-      |
| 1185-84         | <input type="checkbox"/>            | Bracciolo lungo ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con pulsante | 220,-      |
| 1185-24         | <input type="checkbox"/>            | Bracciolo tubolare swing-away (non compatibile con braccioli 81 e 84)         | 240,-      |

**POGGIAPIEDI E LUNGHEZZA PEDANA (LLL – Lower Leg Length)**

La misura LLL deve essere calcolata come distanza tra telo seduta anteriore e piatto pedana

La differenza tra FSH e LLL deve essere di almeno 5 cm

|                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                      | 27 cm                    | 28 cm                    | 29 cm                    | 30 cm                    | 31 cm                    | 32 cm                    | 33 cm                    | 34 cm                    | 35 cm                    | 36 cm                    | 37 cm                    | 38 cm                    | 39 cm                    | 40 cm                    | 41 cm                    | 42 cm                    | 43 cm                               | 44 cm                    | 45 cm                    | 46 cm                    | 47 cm                    | 48 cm                    | 49 cm                    | 50 cm                    | 51 cm                    | 52 cm                    |
| Lungh. pedana (LLL): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lungh. pedana (LLL): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

con codice 3532

|                 |                                     |                                                                                                                               |            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1185-805</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Poggiapiedi separato in plastica, ribaltabile, regolabile in altezza (non adatto per larghezza seduta 32)</b>              | <b>STD</b> |
| 1185-808        | <input type="checkbox"/>            | Poggiapiedi separato in alluminio, ribalt., regolabile in altezza e angolazione (non adatto per larghezza seduta 32 cm)       | 230,-      |
| 1185-312        | <input type="checkbox"/>            | Poggiapiedi unico in alluminio, prof. 10cm, regolabile in altezza e angolazione                                               | 130,-      |
| 1185-315        | <input type="checkbox"/>            | Poggiapiedi unico in alluminio, prof. 15cm, regolabile in altezza e angolazione                                               | 350,-      |
| 1185-3532       | <input type="checkbox"/>            | Poggiapiedi per arto inferiore corto, regolabile in altezza e angolazione (non adatto per larghezza seduta inferiore a 38 cm) | 350,-      |
| <b>1185-359</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Fascia fermapolpacci</b>                                                                                                   | <b>STD</b> |

**COLORI DEL TELAIO**

|                 |                                     |                          |            |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1185-130        | <input type="checkbox"/>            | Grigio titanio           | 0,-        |
| <b>1185-206</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Nero opaco</b>        | <b>STD</b> |
| 1185-227        | <input type="checkbox"/>            | Rosso metallizzato       | 0,-        |
| 1185-224        | <input type="checkbox"/>            | Blu metallizzato         | 90,-       |
| 1185-4044       | <input type="checkbox"/>            | Rosso metallizzato opaco | 90,-       |
| 1185-4049       | <input type="checkbox"/>            | Verde oliva opaco        | 0,-        |
| 1185-4050       | <input type="checkbox"/>            | Blu sky                  | 90,-       |
| 1185-4051       | <input type="checkbox"/>            | Bianco gesso             | 90,-       |
| 1185-4922       | <input type="checkbox"/>            | Verde metallizzato       | 90,-       |
| 1185-4919       | <input type="checkbox"/>            | Argento                  | 0,-        |

**ACCESSORI DELLA CARROZZINA**

|           |                          |                                                                                           |       |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1185-489  | <input type="checkbox"/> | Copriraggi trasparenti <i>(non disponibili con ruote Spinergy)</i>                        | 135,- |
| 1185-728  | <input type="checkbox"/> | Ruotine antiribaltamento swing-away (coppia) <i>(non con pedalini 309, 4930 o 4931)</i>   | 160,- |
| 1185-729  | <input type="checkbox"/> | Ruotina antiribaltamento swing-away a sx <i>(non compatibile con pedalini 309 o 4930)</i> | 80,-  |
| 1185-730  | <input type="checkbox"/> | Ruotina antiribaltamento swing-away a dx <i>(non compatibile con pedalini 309 o 4931)</i> | 80,-  |
| 1185-309  | <input type="checkbox"/> | Pedalini per sbilanciamento (coppia) <i>(non con antiribaltamento 728, 729 o 730)</i>     | 180,- |
| 1185-4930 | <input type="checkbox"/> | Pedalino per sbilanciamento montato a sx <i>(non compatibile con antirib. 728 o 729)</i>  | 90,-  |
| 1185-4931 | <input type="checkbox"/> | Pedalino per sbilanciamento montato a dx <i>(non compatibile con antirib. 728 o 730)</i>  | 90,-  |
| 1185-833  | <input type="checkbox"/> | Cinghia pelvica                                                                           | 60,-  |
| 1185-970  | <input type="checkbox"/> | Portastampelle <i>(solo con 309, 4930, 4931)</i>                                          | 20,-  |
| 1185-819  | <input type="checkbox"/> | Set di catarinfrangenti                                                                   | 45,-  |

**IMMAGINI DI ALCUNI ACCESSORI**

**10** Code 141

**10** Code 410

**08** Code 652

**08** Code 681

**17** Code 729

**08** Code 2595





## DATI TECNICI

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Larghezza della seduta (SW)              | 32-52 cm                  |
| Larghezza totale                         | SW + 17 cm                |
| Larghezza totale da chiusa               | 28 cm (senza campanatura) |
| Profondità seduta (SD)                   | 34-50 cm                  |
| Altezza seduta anteriore (FSH)           | 42,5-56 cm                |
| Altezza seduta posteriore (RSH)          | 39-53 cm                  |
| Altezza schienale (BH)                   | Da 25 cm a 50 cm          |
| Altezza totale                           | RSH + BH                  |
| Altezza braccioli                        | Da 17 cm a 24,5 cm        |
| Lunghezza totale comprese le pedane      | 79-113 cm                 |
| Portata                                  | 130 kg                    |
| Peso della carrozzina completa           | 9,5 kg                    |
| Peso minimo di trasporto                 | 7,4 kg                    |
| Ruote posteriori                         | 24", 25", 26"             |
| Test frenatura in accordo alla normativa | 7°                        |
| Angolo schienale                         | -10°/-5°/0°/+5°/+10°      |

## MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Lunghezza coscia (01)                |  |
| Larghezza bacino (02)                |  |
| Larghezza tronco (03)                |  |
| Profondità tronco (04)               |  |
| Altezza del gomito (05)              |  |
| Altezza cavo ascellare (06)          |  |
| Altezza tronco (07)                  |  |
| Altezza al capo (08)                 |  |
| Lunghezza avambraccio (09)           |  |
| Lunghezza cavo popliteo/tallone (10) |  |
| Peso corporeo (kg)                   |  |
| Altezza totale                       |  |

