

FEMTO S 1.186

Carrozzina superleggera
a telaio pieghevole con
pedane estraibili


☐ Ordine

☐ Preventivo

Data ____/____/____ Cliente _____

Tecnico di riferimento: _____ Cell.: _____

Indirizzo di consegna: _____

Indirizzo di fatturazione: _____

Codice di riferimento NT17: **12.22.03.012** (ex 12.21.06.060 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122106**.

N° repertorio DM: **2861278**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **1.186**

Prezzo: (a partire da) 2.300,00€ IVA ESCLUSA

Configurazione BASE comprende:

- Telaio rigido certificato per trasporto in auto;
- Schienale con tubi dritti senza maniglie e telo tensionabile a velcro con rivestimento standard;
- Seduta con telo e fasce a velcro;
- Ruote posteriori 24" con copertoni alta pressione neri, antiforo; ruote anteriori 4" nere;
- Spondina in plastica con copertura ruota;
- Pedane swing-away angolo 80° con poggipiedi separati in plastica e fascia poggipolpacci

Portata max. 130 kg

LARGHEZZA SEDUTA (SW – Seat Width)

1186-32	☐	Larghezza 32 cm (codice MEYRA 32)	2.300,-
1186-34	☐	Larghezza 34 cm (codice MEYRA 34)	2.300,-
1186-36	☐	Larghezza 36 cm (codice MEYRA 36)	2.300,-
1186-38	☐	Larghezza 38 cm (codice MEYRA 38)	2.300,-
1186-40	☐	Larghezza 40 cm (codice MEYRA 40)	2.300,-
1186-42	☐	Larghezza 42 cm (codice MEYRA 342)	2.300,-
1186-44	☐	Larghezza 44 cm (codice MEYRA 344)	2.300,-
1186-46	☐	Larghezza 46 cm (codice MEYRA 46)	2.350,-
1186-48	☐	Larghezza 48 cm (codice MEYRA 48)	2.350,-
1186-50	☐	Larghezza 50 cm (codice MEYRA 350)	2.350,-
1186-52	☐	Larghezza 52 cm (codice MEYRA 952)	2.350,-

PROFONDITA' SEDUTA (SD – Seat Depth)

1186-394	☐	Profondità 34 cm	70,-
1186-366	☐	Profondità 36 cm	70,-
1186-368	☐	Profondità 38 cm	60,-
1186-615	☐	Profondità 40 cm	0,-
1186-784	☐	Profondità 42 cm	0,-
1186-618	☐	Profondità 44 cm	0,-
1186-619	☐	Profondità 46 cm	0,-
1186-787	☐	Profondità 48 cm	60,-
1186-792	☐	Profondità 50 cm	60,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

Pagina 1 of 7 | Versione 2.1, giugno 2026

ALTEZZA DI SEDUTA ANTERIORE (FSH – Front Seat Height)

Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm	53 cm	54 cm	55 cm	56 cm
Con ruote Ø100 (4")	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Con ruote Ø125 (5")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Con ruote Ø142	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

TIPOLOGIA DI RUOTA ANTERIORE E GOMMA

1186-151	☒	Ruota Ø100 (4") gomma dura, cerchio in plastica (Ø100x30)	STD
1186-325	☐	Ruota Ø125 (5") gomma dura, cerchio in plastica (Ø125x30)	0,-
1186-327	☐	Ruota Ø142 gomma morbida, cerchio in plastica (Ø142x37)	0,-
1186-909	☐	Gomma grigia	0,-
1186-908	☒	Gomma nera	STD

RUOTE ANTERIORI SPECIALI

1186-2480	☐	Ruota lightwheel 4" in gomma trasparente con luci, cerchio in plastica	90,-
1186-2481	☐	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x32)	150,-
1186-2482	☐	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x32)	150,-
1186-2483	☐	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x37)	90,-
1186-2484	☐	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø100x37)	90,-
1186-2485	☐	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø100x37)	90,-
1186-2486	☐	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø100x37)	90,-
1186-2487	☐	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø100x37)	90,-
1186-2488	☐	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1186-2489	☐	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x37)	90,-
1186-2490	☐	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø125x37)	90,-
1186-2491	☐	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø125x37)	90,-
1186-2492	☐	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø125x37)	90,-
1186-2493	☐	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø125x37)	90,-
1186-2494	☐	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1186-2495	☐	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø100x30)	150,-
1186-2496	☐	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø125x30)	150,-

ALTEZZA DI SEDUTA POSTERIORE (RSH – Rear Seat Height)

Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm	53 cm
Con ruote Ø24	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Con ruote Ø25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Con ruote Ø26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

TIPOLOGIA DI RUOTA POSTERIORE, PNEUMATICO e CORRIMANO

1186-2651	☒	Cerchio standard colore nero	24"	STD
1186-651	☐	Cerchio standard colore grigio	22" e 24"	0,-
1186-706	☐	Cerchio standard colore grigio con freno a tamburo <i>(solo con freno cod. 680)</i>		490,-
1186-848	☐	Cerchio Silverdesign – Raggi radiali, mozzo flangia alta	24"	45,-
1186-695	☐	Cerchio nero JUMBO Active – Raggi radiali, mozzo flangia alta	24", 25" e 26"	250,-
1186-2469	☐	Ruote SPINERGY CLX in carbonio, raggi neri	24 x 1"	1.390,-
1186-2470	☐	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi neri	24 x 1"	1.100,-
1186-2471	☐	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi bianchi	24 x 1"	1.100,-
1186-2472	☐	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi arancio	24 x 1"	1.100,-
1186-395	☒	Pneumatico MAXXIS VN Alpha Master Evo, nero, 10bar	24", 25" e 26"	STD
1186-474	☐	Pneumatico standard, nera, pieno	24 x 1"	0,-
1186-496	☐	Pneumatico standard, grigio, 8 bar	24 x 1"	0,-
1186-486	☐	Pneumatico con battistrada scanalato, grigio, 4 bar	24 x 1 ^{3/8} "	0,-
1186-902	☐	Pneumatico standard, grigio, pieno	24 x 1"	0,-
1186-363	☐	Pneumatico SCHWALBE ONE, nero, liscio, 9 bar	24 x 1"	70,-
1186-897	☐	Pneumatico MARATHON PLUS, nero, 10 bar	24", 25" e 26"	70,-
1186-494	☒	Corrimani in alluminio <i>(non applicabili a cerchio JUMBO 695)</i>	22" e 24"	STD
1186-493	☐	Corrimani in acciaio inox, lucido	24", 25" e 26"	0,-
1186-445	☐	Corrimani in titanio a 6 agganci <i>(solo con ruote 695 o Spinergy)</i>	24", 25" e 26"	390,-
1186-168	☐	Corrimani OPTIGRIPP – con rivestimento gommato	24"	250,-
1186-849	☐	Corrimani CURVE L ergonomici, neri <i>(solo con ruote 695, 651 e 2651)</i>		370,-
1186-850	☐	Corrimani CURVE L Tetra Grip, antiscivolo <i>(solo con ruote 695, 651 e 2651)</i>		480,-
1186-853	☐	Corrimani GEKKO, ergonomici e gommati <i>(solo con ruote 695, 651 e 2651)</i>		480,-
1186-166	☐	Anelli in silicone <i>(non applicabili a corrimani 494)</i>		105,-
1186-692	☒	Corrimani montati stretti (standard)		STD
1186-693	☐	Corrimani montati larghi		0,-

RUOTE POSTERIORI SPECIALI COMPLETE

1186-752	☐	Ruote lightwheel con Schwalbe RightRun e corr. nero (> 90kg)	20", 22" e 24"	50,-
1186-2461	☐	Ruote DAY-LITE con MBL Gazelle e corrimano nero	24 x 1"	280,-
1186-2465	☐	Ruote SIX STAR con gomma 8bar e corrimano in alluminio	24 x 1"	250,-
1186-2466	☐	Ruote CROSS con gomme nere e corrimano in acciaio	24 x 1,75"	160,-
1186-2468	☐	Ruote DAY-LITE con MBL Speedline e corrimano nero	24 x 1"	150,-
1186-2473	☐	Ruote BLACK LIGHT con Marathon Plus e corr. in alluminio	24 x 1"	150,-

BARICENTRO

☐	Assetto 1. Distanza schienale/centro ruota: 115 mm	0,-
☐	Assetto 2. Distanza schienale/centro ruota: 95 mm	0,-
☒	Assetto 3. Distanza schienale/centro ruota: 75 mm	STD
☐	Assetto 4. Distanza schienale/centro ruota: 55 mm	0,-
☐	Assetto 5. Distanza schienale/centro ruota: 35 mm	0,-
☐	Assetto 6. Distanza schienale/centro ruota: 15 mm	0,-
☐	Assetto 7. Distanza schienale/centro ruota: -5 mm	0,-
☐	Assetto 8. Distanza schienale/centro ruota: -25 mm	0,-

CAMPANATURA

1186-478	☒	Senza campanatura	STD
1186-447	☐	Campanatura di 3°	25,-

FRENI PER UTENTE

1186-305	☒	Freni a spinta	STD
1186-650 ⁶⁰	☐	Freno a spinta monolaterale SX, con estensione leva <i>(non con monoguida destra)</i>	240,-
1186-650 ⁷⁴	☐	Freno a spinta monolaterale DX, con estensione leva <i>(non con monoguida destra)</i>	240,-
1186-986	☐	Estensione leva per freno codice 305, estraibile	60,-
1186-681	☐	Estensione leva per freno codice 305, abbattibile	65,-
1186-2595	☐	Freno a forbice "light pressure" in alluminio	60,-

ALTEZZA DELLO SCHIENALE TENSIONABILE (BH – Backrest Height)

1186-620	☐	Schienale tens. con fasce a velcro alto 25 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i>	30,-
1186-626	☐	Schienale tens. con fasce a velcro alto 30 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i>	0,-
1186-631	☒	Schienale tens. con fasce a velcro alto 35 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i>	STD
1186-632	☐	Schienale tens. con fasce a velcro alto 40 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i>	40,-
1186-633	☐	Schienale tens. con fasce a velcro alto 45 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i>	95,-
1186-637	☐	Schienale tens. con fasce a velcro alto 50 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i>	150,-

IMBOTTITURA SCHIENALE

1186-235	☒	Cover esterna in tessuto nero standard	STD
1186-292	☐	Cover esterno in tessuto nero traspirante	90,-
1186-2002	☐	Cover più larga di 2cm	50,-
1186-2003	☐	Cover più larga di 4cm	50,-
1186-593	☐	Senza imbottiture <i>(per montaggio schienali posturali)</i>	0,-

ANGOLO DELLO SCHIENALE

☐	Posizione A: 80°	0,-
☐	Posizione A: 85°	0,-
☒	Posizione A: 90°	STD
☐	Posizione A: 95°	0,-
☐	Posizione A: 100°	0,-

TUBI DELLO SCHIENALE

1186-411	☒	Senza maniglie di spinta	STD
1186-410	☐	Con maniglie di spinta lunghe, fisse	50,-
1186-413	☐	Con maniglie di spinta corte, fisse	50,-
1186-141	☐	Con maniglie di spinta swing-away	120,-
1186-502	☐	Maniglie di spinta montate esternamente ai tubi, regolabili di 170mm	90,-
1186-818	☐	Schienale abbattibile sulla seduta <i>(Attenzione: per schienali altezza 40, 45 e 50cm, non compatibile con braccioli cod. 81/84)</i>	380,-

TELO SEDUTA e CUSCINO

1186-562	☒	Seduta in tela nera con strisce di velcro femmina cucite	STD
1186-560	☐	Cuscino imbottito alto 3cm	60,-
1186-561	☐	Cuscino imbottito alto 5cm	60,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

Pagina 4 of 7 | Versione 2.1, giugno 2026

SPONDINE E BRACCIOLI

1186-100	☐	Spondina in acciaio con inserto in carbonio	80,-
1186-304	☐	Spondina in fibra di carbonio, rimuovibile, senza copertura della ruota	140,-
1186-101	☒	Spondina in plastica con copertura ruota di 41 mm	STD
1186-783	☐	Spondina in carbonio, rimuovibile, con copertura ruota di 35 mm	360,-
1186-81	☐	Bracciolo corto ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con pulsante	220,-
1186-84	☐	Bracciolo lungo ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con pulsante	220,-
1186-24	☐	Bracciolo tubolare swing-away (non compatibile con braccioli 81 e 84)	240,-

POGGIAGAMBE

1186-293	☒	Poggiagambe compact ad angolo chiuso, 80°	STD
1186-93	☐	Poggiagambe ad angolo aperto 70°	0,-
1186-94	☐	Senza pedane	0,-

POGGIAPIEDI E LUNGHEZZA PEDANA (LLL – Lower Leg Length)

La misura LLL deve essere calcolata come distanza tra telo seduta anteriore e piatto pedana

La differenza tra FSH e LLL deve essere di almeno 5 cm

		37 cm	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm
Lungh. pedana (LLL):		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1185-805	☒	Poggiapiedi separato in plastica, ribaltabile, regolabile in altezza (non adatto per larghezza seduta 32)	STD
1185-808	☐	Poggiapiedi separato in alluminio, ribalt., regolabile in altezza e angolazione (non adatto per larghezza seduta 32 cm)	230,-
1185-312	☐	Poggiapiedi unico in alluminio, prof. 10cm, regolabile in altezza e angolazione	130,-
1185-315	☐	Poggiapiedi unico in alluminio, prof. 15cm, regolabile in altezza e angolazione	350,-
1186-359	☒	Fascia fermapolpacci	STD

COLORI DEL TELAIO

1186-130	☐	Grigio titanio	0,-
1186-206	☒	Nero opaco	STD
1186-227	☐	Rosso metallizzato	0,-
1186-224	☐	Blu metallizzato	90,-
1186-4044	☐	Rosso metallizzato opaco	90,-
1186-4049	☐	Verde oliva opaco	0,-
1186-4050	☐	Blu sky	90,-
1186-4051	☐	Bianco gesso	90,-
1186-4922	☐	Verde metallizzato	90,-
1186-4919	☐	Argento	0,-


ACCESSORI DELLA CARROZZINA

1186-489	☐	Copriraggi trasparenti <i>(non disponibili con ruote Spinergy)</i>	135,-
1186-728	☐	Ruotine antiribaltamento swing-away (coppia) <i>(non con pedalini 309, 4930 o 4931)</i>	160,-
1186-729	☐	Ruotina antiribaltamento swing-away a sx <i>(non compatibile con pedalini 309 o 4930)</i>	80,-
1186-730	☐	Ruotina antiribaltamento swing-away a dx <i>(non compatibile con pedalini 309 o 4931)</i>	80,-
1186-309	☐	Pedalini per sbilanciamento (coppia) <i>(non con antiribaltamento 728, 729 o 730)</i>	180,-
1186-4930	☐	Pedalino per sbilanciamento montato a sx <i>(non compatibile con antirib. 728 o 729)</i>	90,-
1186-4931	☐	Pedalino per sbilanciamento montato a dx <i>(non compatibile con antirib. 728 o 730)</i>	90,-
1186-833	☐	Cinghia pelvica	60,-
1186-970	☐	Portastampelle <i>(solo con 309, 4930, 4931)</i>	20,-
1186-819	☐	Set di catarinfrangenti	45,-

IMMAGINI DI ALCUNI ACCESSORI

10 Code 141

10 Code 410

08 Code 652

08 Code 681

17 Code 729

08 Code 2595



*Reduziertes Rahmendesign



*Lenkradeinstellung



*Einstellbarer Rückenwinkel



*Multifunktionale Beinstütze

DATI TECNICI

Larghezza della seduta (SW)	32-52 cm
Larghezza totale	SW + 17 cm
Larghezza totale da chiusa	28 cm (senza campanatura)
Profondità seduta (SD)	34-50 cm
Altezza seduta anteriore (FSH)	42,5-56 cm
Altezza seduta posteriore (RSH)	39-53 cm
Altezza schienale (BH)	Da 25 cm a 50 cm
Altezza totale	RSH + BH
Altezza braccioli	Da 17 cm a 24,5 cm
Lunghezza totale comprese le pedane	88-103 cm
Portata	130 kg
Peso della carrozzina completa	9,5 kg
Peso minimo di trasporto	7,4 kg
Ruote posteriori	24", 25", 26"
Test frenatura in accordo alla normativa	7°
Angolo schienale	-10°/-5°/0°/+5°/+10°

MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

