

## FEMTO R 1.180

Carrozzina superleggera  
a telaio



Ordine  Preventivo

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Tecnico di riferimento: \_\_\_\_\_ Cell.: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna: \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione: \_\_\_\_\_

Codice di riferimento NT17: **12.22.03.009** (ex 12.21.06.060 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122106**.

N° repertorio DM: **2861278**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **1.180**

**Prezzo: (a partire da) 2.300,00€ IVA ESCLUSA**

### Configurazione BASE comprende:

- Telaio rigido certificato per trasporto in auto;
- Profilo anteriore COMPACT 88°, non addotto;
- Schienale con tubi dritti senza maniglie;
- Imbottitura schienale con telo tensionabile a velcro e rivestimento standard;
- Seduta con telo e fasce a velcro;
- Ruote posteriori 24" con campanatura 1° e copertoni alta pressione neri, antiforo; ruote anteriori 4" nere;
- Spondina in plastica con copertura ruota;
- Poggiatesta tubolare regolabile con fascia poggiatesta;

**Portata max. 125 kg**

### LARGHEZZA SEDUTA (SW – Seat Width)

1180-32	<input type="checkbox"/>	Larghezza 32 cm (codice MEYRA 32)	2.300,-
1180-34	<input type="checkbox"/>	Larghezza 34 cm (codice MEYRA 34)	2.300,-
1180-36	<input type="checkbox"/>	Larghezza 36 cm (codice MEYRA 36)	2.300,-
1180-38	<input type="checkbox"/>	Larghezza 38 cm (codice MEYRA 38)	2.300,-
1180-40	<input type="checkbox"/>	Larghezza 40 cm (codice MEYRA 40)	2.300,-
1180-42	<input type="checkbox"/>	Larghezza 42 cm (codice MEYRA 342)	2.300,-
1180-44	<input type="checkbox"/>	Larghezza 44 cm (codice MEYRA 344)	2.300,-
1180-46	<input type="checkbox"/>	Larghezza 46 cm (codice MEYRA 46)	2.300,-
1180-48	<input type="checkbox"/>	Larghezza 48 cm (codice MEYRA 48)	2.300,-
1180-50	<input type="checkbox"/>	Larghezza 50 cm (codice MEYRA 50)	2.300,-

### PROFONDITA' SEDUTA (SD – Seat Depth)

1180-394	<input type="checkbox"/>	Profondità 34 cm (Con telaio CORTO codice 351 o MEDIO codice 352)	0,-
1180-366	<input type="checkbox"/>	Profondità 36 cm (Con telaio CORTO codice 351 o MEDIO codice 352)	0,-
1180-368	<input type="checkbox"/>	Profondità 38 cm (Con telaio CORTO codice 351 o MEDIO codice 352)	0,-
1180-615	<input type="checkbox"/>	Profondità 40 cm (Con telaio CORTO codice 351 o MEDIO codice 352)	0,-
1180-784	<input type="checkbox"/>	Profondità 42 cm (Con telaio CORTO codice 351 o MEDIO codice 352)	0,-
1180-618	<input type="checkbox"/>	Profondità 44 cm (Con telaio CORTO codice 351 o MEDIO codice 352)	0,-
1180-619	<input type="checkbox"/>	Profondità 46 cm (Con telaio LUNGO codice 353)	0,-
1180-787	<input type="checkbox"/>	Profondità 48 cm (Con telaio LUNGO codice 353)	0,-
1180-792	<input type="checkbox"/>	Profondità 50 cm (Con telaio LUNGO codice 353)	0,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

**LUNGHEZZA DEL TELAIO (Dipende dalla profondità di seduta SD scelta)**

1180-351	<input type="checkbox"/>	Telaio CORTO (lunghezza totale 76 cm con anteriore <i>COMPACT</i> codice 347, 81 cm con anteriore <i>STANDARD</i> codice 346; altezza anteriore da 45 a 49 cm)	0,-
<b>1180-352</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Telaio MEDIO</b> (lunghezza totale 76 cm con anteriore <i>COMPACT</i> codice 347, 81 cm con anteriore <i>STANDARD</i> codice 346; altezza anteriore da 47 a 51 cm)	<b>STD</b>
1180-353	<input type="checkbox"/>	Telaio LUNGO (lunghezza totale 81 cm con anteriore <i>COMPACT</i> codice 347, 86 cm con anteriore <i>STANDARD</i> codice 346; altezza anteriore da 48 a 53 cm)	0,-

**FORMA DEL TELAIO ANTERIORE**

1180-346	<input type="checkbox"/>	Telaio anteriore <i>STANDARD</i> , angolo 80°	0,-
<b>1180-347</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Telaio anteriore <i>COMPACT</i>, angolo 88°</b>	<b>STD</b>
1180-4950	<input type="checkbox"/>	Telaio anteriore di 2 cm per lato ( <i>Solo per SW da 36 a 50</i> )	120,-
<b>1180-4959</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Telaio anteriore non addotto (<i>Solo per SW da 32 a 46</i>)</b>	<b>STD</b>

**ALTEZZA DI SEDUTA ANTERIORE (FSH – Front Seat Height)**

Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm	53 cm
Con ruote Ø100 (4")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø125 (5")		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TIPOLOGIA DI RUOTA ANTERIORE E GOMMA**

<b>1180-151</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ruota Ø100 (4") gomma dura, cerchio in plastica (Ø100x23)</b>	<b>STD</b>
1180-325	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø125 (5") gomma dura, cerchio in plastica (Ø125x30)	0,-
1180-909	<input type="checkbox"/>	Gomma grigia	0,-
<b>1180-908</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Gomma nera</b>	<b>STD</b>

**RUOTE ANTERIORI SPECIALI**

1180-2480	<input type="checkbox"/>	Ruota lightwheel 4" in gomma trasparente con luci, cerchio in plastica	90,-
1180-2481	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x32)	150,-
1180-2482	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x32)	150,-
1180-2483	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x37)	90,-
1180-2484	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø100x37)	90,-
1180-2485	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø100x37)	90,-
1180-2486	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø100x37)	90,-
1180-2487	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø100x37)	90,-
1180-2488	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1180-2489	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x37)	90,-
1180-2490	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø125x37)	90,-
1180-2491	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø125x37)	90,-
1180-2492	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø125x37)	90,-
1180-2493	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø125x37)	90,-
1180-2494	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1180-2495	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø100x30)	150,-
1180-2496	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø125x30)	150,-

**ALTEZZA DI SEDUTA POSTERIORE (RSH – Rear Seat Height)**

Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm
<b>Con ruote Ø24</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TIPOLOGIA DI RUOTA POSTERIORE, PNEUMATICO e CORRIMANO**

<b>1180-2651</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Cerchio standard colore nero</b>	<b>24"</b>	<b>STD</b>
1180-651	<input type="checkbox"/>	Cerchio standard colore grigio	22" e 24"	0,-
1180-848	<input type="checkbox"/>	Cerchio Silverdesign – Raggi radiali, mozzo flangia alta	24"	45,-
1180-695	<input type="checkbox"/>	Cerchio nero JUMBO Active – Raggi radiali, mozzo flangia alta	24", 25" e 26"	250,-
1180-2469	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY CLX in carbonio, raggi neri	24 x 1"	1.390,-
1180-2470	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi neri	24 x 1"	1.100,-
1180-2471	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi bianchi	24 x 1"	1.100,-
1180-2472	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi arancio	24 x 1"	1.100,-
<b>1180-395</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Pneumatico MAXXIS VN Alpha Master Evo, nero, 10bar</b>	<b>24", 25" e 26"</b>	<b>STD</b>
1180-496	<input type="checkbox"/>	Pneumatico standard, grigio, 8 bar	24 x 1"	0,-
1180-363	<input type="checkbox"/>	Pneumatico SCHWALBE ONE, nero, liscio, 9 bar	24 x 1"	70,-
1180-897	<input type="checkbox"/>	Pneumatico MARATHON PLUS, nero, 10 bar	24", 25" e 26"	70,-
<b>1180-494</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Corrimani in alluminio (non applicabili a cerchio JUMBO 695)</b>	<b>22" e 24"</b>	<b>STD</b>
1180-493	<input type="checkbox"/>	Corrimani in acciaio inox, lucido	24", 25" e 26"	0,-
1180-445	<input type="checkbox"/>	Corrimani in titanio a 6 agganci (solo con ruote 695 o Spinergy)	24", 25" e 26"	390,-
1180-168	<input type="checkbox"/>	Corrimani OPTIGRIPP – con rivestimento gommato	24"	250,-
1180-849	<input type="checkbox"/>	Corrimani CURVE L ergonomici, neri (solo con ruote 695, 651 e 2651)		370,-
1180-850	<input type="checkbox"/>	Corrimani CURVE L Tetra Grip, antiscivolo (solo con ruote 695, 651 e 2651)		480,-
1180-853	<input type="checkbox"/>	Corrimani GEKKO, ergonomici e gommati (solo con ruote 695, 651 e 2651)		480,-
1180-166	<input type="checkbox"/>	Anelli in silicone (non applicabili a corrimani 494)		105,-
<b>1180-692</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Corrimani montati stretti (standard)</b>		<b>STD</b>
1180-693	<input type="checkbox"/>	Corrimani montati larghi		0,-

**RUOTE POSTERIORI SPECIALI COMPLETE**

1180-752	<input type="checkbox"/>	Ruote lightwheel con Schwalbe RightRun e corr. nero (> 90kg) 20", 22" e 24"		50,-
1180-2461	<input type="checkbox"/>	Ruote DAY-LITE con MBL Gazelle e corrimano nero	24 x 1"	280,-
1180-2465	<input type="checkbox"/>	Ruote SIX STAR con gomma 8bar e corrimano in alluminio	24 x 1"	250,-
1180-2466	<input type="checkbox"/>	Ruote CROSS con gomme nere e corrimano in acciaio	24 x 1,75"	160,-
1180-2468	<input type="checkbox"/>	Ruote DAY-LITE con MBL Speedline e corrimano nero	24 x 1"	150,-
1180-2473	<input type="checkbox"/>	Ruote BLACK LIGHT con Marathon Plus e corr. in alluminio	24 x 1"	150,-

**CAMPANATURA**

<b>1180-423</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Campanatura di 1°</b>	<b>STD</b>
1180-447	<input type="checkbox"/>	Campanatura di 3°	25,-
1180-454	<input type="checkbox"/>	Campanatura di 6°	95,-

<b>BARICENTRO</b>		
<input type="checkbox"/>	Assetto 1. Distanza schienale/centro ruota: 65 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 2. Distanza schienale/centro ruota: 75 mm	0,-
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Assetto 3. Distanza schienale/centro ruota: 85 mm</b>	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	Assetto 4. Distanza schienale/centro ruota: 95 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 5. Distanza schienale/centro ruota: 105 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 6. Distanza schienale/centro ruota: 115 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 7. Distanza schienale/centro ruota: 125 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 8. Distanza schienale/centro ruota: 135 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 9. Distanza schienale/centro ruota: 145 mm	0,-

<b>ESTENSIONE POSTERIORE DEL TELAIO</b>		
1180-880 <sub>1</sub>	<input type="checkbox"/> In posizione 1: da +65 mm a +145 mm	275,-
1180-880 <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> In posizione 2: da +25 mm a +105 mm	275,-
1180-880 <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> In posizione 3: da -15 mm a +65 mm	275,-
1180-2998	<input type="checkbox"/> Asse aggiuntivo per ruote posteriori <i>(solo in combinazione a codice 880)</i>	115,-

<b>FRENI PER UTENTE</b>		
<b>1180-305</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freni a spinta</b>	<b>STD</b>
1180-681	<input type="checkbox"/> Estensione leva per freno codice 305, abbattibile	65,-
1180-2595	<input type="checkbox"/> Freno a forbice "light pressure" in alluminio	60,-

<b>ALTEZZA DELLO SCHIENALE TENSIONABILE (BH – Backrest Height)</b>		
1180-620	<input type="checkbox"/> Schienale tens. con fasce a velcro alto 25 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i>	60,-
1180-626	<input type="checkbox"/> Schienale tens. con fasce a velcro alto 30 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i>	0,-
<b>1180-631</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Schienale tens. con fasce a velcro alto 35 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i></b>	<b>STD</b>
1180-632	<input type="checkbox"/> Schienale tens. con fasce a velcro alto 40 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i>	0,-
1180-633	<input type="checkbox"/> Schienale tens. con fasce a velcro alto 45 cm <i>(regolabili di 60cm, step da 15mm)</i>	95,-

<b>IMBOTTITURA SCHIENALE</b>		
<b>1180-235</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Cover esterna in tessuto nero standard</b>	<b>STD</b>
1180-292	<input type="checkbox"/> Cover esterno in tessuto nero traspirante	90,-
1180-2002	<input type="checkbox"/> Cover più larga di 2cm	120,-
1180-2003	<input type="checkbox"/> Cover più larga di 4cm	120,-
1180-593	<input type="checkbox"/> Senza imbottiture <i>(per montaggio schienali posturali)</i>	0,-

<b>TUBI DELLO SCHIENALE (90° con la seduta, abbattibile, regolabile in inclinazione in 6 step da 5°)</b>		
<b>1180-411</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Senza maniglie di spinta</b>	<b>STD</b>
1180-410	<input type="checkbox"/> Con maniglie di spinta lunghe, fisse	50,-
1180-413	<input type="checkbox"/> Con maniglie di spinta corte, fisse	50,-
1180-141	<input type="checkbox"/> Con maniglie di spinta swing-away	120,-

<b>TELO SEDUTA e CUSCINO</b>		
<b>1180-562</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Seduta in tela nera con strisce di velcro femmina cucite</b>	<b>STD</b>
1180-560	<input type="checkbox"/> Cuscino imbottito alto 3cm	60,-
1180-561	<input type="checkbox"/> Cuscino imbottito alto 5cm	60,-



IMMAGINI DI ALCUNI ACCESSORI



10 Code 141



10 Code 410



08 Code 652



08 Code 681



17 Code 729



08 Code 2595

## DATI TECNICI

Larghezza della seduta (SW)	32-50 cm
Larghezza totale	da 51 cm a 81 cm
Profondità seduta (SD)	34-50 cm
Altezza seduta anteriore (FSH)	45-53 cm
Altezza seduta posteriore (RSH)	39-50 cm
Altezza schienale (BH)	Da 25 cm a 45 cm
Altezza totale	RSH + BH
Lunghezza totale comprese le pedane	76-86 cm
Portata	125 kg
Peso della carrozzina completa	8,5 kg
Peso minino di trasporto	5,6 kg
Ruote posteriori	24", 25", 26"
Test frenatura in accordo alla normativa	7°

## MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

