

FEMTO S 1.186

Carrozzina superleggera
a telaio pieghevole con
pedane estraibili



Ordine Preventivo

Data ____/____/____ Cliente _____

Tecnico di riferimento: _____ Cell.: _____

Indirizzo di consegna: _____

Indirizzo di fatturazione: _____

Codice di riferimento NT17: **12.22.03.012** (ex 12.21.06.060 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122106**.

N° repertorio DM: **2861278**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **1.186**

Prezzo: (a partire da) 2.300,00€ IVA ESCLUSA

Configurazione BASE comprende:

- Telaio rigido certificato per trasporto in auto;
- Schienale con tubi dritti senza maniglie e telo tensionabile a velcro con rivestimento standard;
- Seduta con telo e fasce a velcro;
- Ruote posteriori 24" con copertoni alta pressione neri, antiforo; ruote anteriori 4" nere;
- Spondina in plastica con copertura ruota;
- Pedane swing-away angolo 80° con poggiapiedi separati in plastica e fascia poggiapolpacci

Portata max. 130 kg

LARGHEZZA SEDUTA (SW – Seat Width)

1186-32	<input type="checkbox"/>	Larghezza 32 cm (codice MEYRA 32)	2.300,-
1186-34	<input type="checkbox"/>	Larghezza 34 cm (codice MEYRA 34)	2.300,-
1186-36	<input type="checkbox"/>	Larghezza 36 cm (codice MEYRA 36)	2.300,-
1186-38	<input type="checkbox"/>	Larghezza 38 cm (codice MEYRA 38)	2.300,-
1186-40	<input type="checkbox"/>	Larghezza 40 cm (codice MEYRA 40)	2.300,-
1186-42	<input type="checkbox"/>	Larghezza 42 cm (codice MEYRA 342)	2.300,-
1186-44	<input type="checkbox"/>	Larghezza 44 cm (codice MEYRA 344)	2.300,-
1186-46	<input type="checkbox"/>	Larghezza 46 cm (codice MEYRA 46)	2.350,-
1186-48	<input type="checkbox"/>	Larghezza 48 cm (codice MEYRA 48)	2.350,-
1186-50	<input type="checkbox"/>	Larghezza 50 cm (codice MEYRA 350)	2.350,-
1186-52	<input type="checkbox"/>	Larghezza 52 cm (codice MEYRA 952)	2.350,-

PROFONDITA' SEDUTA (SD – Seat Depth)

1186-394	<input type="checkbox"/>	Profondità 34 cm	70,-
1186-366	<input type="checkbox"/>	Profondità 36 cm	70,-
1186-368	<input type="checkbox"/>	Profondità 38 cm	60,-
1186-615	<input type="checkbox"/>	Profondità 40 cm	0,-
1186-784	<input type="checkbox"/>	Profondità 42 cm	0,-
1186-618	<input type="checkbox"/>	Profondità 44 cm	0,-
1186-619	<input type="checkbox"/>	Profondità 46 cm	0,-
1186-787	<input type="checkbox"/>	Profondità 48 cm	60,-
1186-792	<input type="checkbox"/>	Profondità 50 cm	60,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

ALTEZZA DI SEDUTA ANTERIORE (FSH – Front Seat Height)
Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm	53 cm	54 cm	55 cm	56 cm
Con ruote Ø100 (4")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø125 (5")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø142	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DI RUOTA ANTERIORE E GOMMA

1186-151	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota Ø100 (4") gomma dura, cerchio in plastica (Ø100x30)	STD
1186-325	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø125 (5") gomma dura, cerchio in plastica (Ø125x30)	0,-
1186-327	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø142 gomma morbida, cerchio in plastica (Ø142x37)	0,-
1186-909	<input type="checkbox"/>	Gomma grigia	0,-
1186-908	<input checked="" type="checkbox"/>	Gomma nera	STD

RUOTE ANTERIORI SPECIALI

1186-2480	<input type="checkbox"/>	Ruota lightwheel 4" in gomma trasparente con luci, cerchio in plastica	90,-
1186-2481	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x32)	150,-
1186-2482	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x32)	150,-
1186-2483	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x37)	90,-
1186-2484	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø100x37)	90,-
1186-2485	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø100x37)	90,-
1186-2486	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø100x37)	90,-
1186-2487	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø100x37)	90,-
1186-2488	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1186-2489	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x37)	90,-
1186-2490	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø125x37)	90,-
1186-2491	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø125x37)	90,-
1186-2492	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø125x37)	90,-
1186-2493	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø125x37)	90,-
1186-2494	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1186-2495	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø100x30)	150,-
1186-2496	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø125x30)	150,-

ALTEZZA DI SEDUTA POSTERIORE (RSH – Rear Seat Height)
Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm	53 cm
Con ruote Ø24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DI RUOTA POSTERIORE, PNEUMATICO e CORRIMANO

1186-2651	<input checked="" type="checkbox"/>	Cerchio standard colore nero	24"	STD
1186-651	<input type="checkbox"/>	Cerchio standard colore grigio	22" e 24"	0,-
1186-706	<input type="checkbox"/>	Cerchio standard colore grigio con freno a tamburo <i>(solo con freno cod. 680)</i>		490,-
1186-848	<input type="checkbox"/>	Cerchio Silverdesign – Raggi radiali, mozzo flangia alta	24"	45,-
1186-695	<input type="checkbox"/>	Cerchio nero JUMBO Active – Raggi radiali, mozzo flangia alta	24", 25" e 26"	250,-
1186-2469	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY CLX in carbonio, raggi neri	24 x 1"	1.390,-
1186-2470	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi neri	24 x 1"	1.100,-
1186-2471	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi bianchi	24 x 1"	1.100,-
1186-2472	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi arancio	24 x 1"	1.100,-
1186-395	<input checked="" type="checkbox"/>	Pneumatico MAXXIS VN Alpha Master Evo, nero, 10bar	24", 25" e 26"	STD
1186-474	<input type="checkbox"/>	Pneumatico standard, nera, pieno	24 x 1"	0,-
1186-496	<input type="checkbox"/>	Pneumatico standard, grigio, 8 bar	24 x 1"	0,-
1186-486	<input type="checkbox"/>	Pneumatico con battistrada scanalato, grigio, 4 bar	24 x 1 ^{3/8} "	0,-
1186-902	<input type="checkbox"/>	Pneumatico standard, grigio, pieno	24 x 1"	0,-
1186-363	<input type="checkbox"/>	Pneumatico SCHWALBE ONE, nero, liscio, 9 bar	24 x 1"	70,-
1186-897	<input type="checkbox"/>	Pneumatico MARATHON PLUS, nero, 10 bar	24", 25" e 26"	70,-
1186-494	<input checked="" type="checkbox"/>	Corrimani in alluminio (non applicabili a cerchio JUMBO 695)	22" e 24"	STD
1186-493	<input type="checkbox"/>	Corrimani in acciaio inox, lucido	24", 25" e 26"	0,-
1186-445	<input type="checkbox"/>	Corrimani in titanio a 6 agganci <i>(solo con ruote 695 o Spinergy)</i>	24", 25" e 26"	390,-
1186-168	<input type="checkbox"/>	Corrimani OPTIGRIFF – con rivestimento gommato	24"	250,-
1186-849	<input type="checkbox"/>	Corrimani CURVE L ergonomici, neri <i>(solo con ruote 695, 651 e 2651)</i>		370,-
1186-850	<input type="checkbox"/>	Corrimani CURVE L Tetra Grip, antiscivolo <i>(solo con ruote 695, 651 e 2651)</i>		480,-
1186-853	<input type="checkbox"/>	Corrimani GEKKO, ergonomici e gommati <i>(solo con ruote 695, 651 e 2651)</i>		480,-
1186-166	<input type="checkbox"/>	Anelli in silicone <i>(non applicabili a corrimani 494)</i>		105,-
1186-692	<input checked="" type="checkbox"/>	Corrimani montati stretti (standard)		STD
1186-693	<input type="checkbox"/>	Corrimani montati larghi		0,-

RUOTE POSTERIORI SPECIALI COMPLETE

1186-752	<input type="checkbox"/>	Ruote lightwheel con Schwalbe RightRun e corr. nero (> 90kg)	20", 22" e 24"	50,-
1186-2461	<input type="checkbox"/>	Ruote DAY-LITE con MBL Gazelle e corrimano nero	24 x 1"	280,-
1186-2465	<input type="checkbox"/>	Ruote SIX STAR con gomma 8bar e corrimano in alluminio	24 x 1"	250,-
1186-2466	<input type="checkbox"/>	Ruote CROSS con gomme nere e corrimano in acciaio	24 x 1,75"	160,-
1186-2468	<input type="checkbox"/>	Ruote DAY-LITE con MBL Speedline e corrimano nero	24 x 1"	150,-
1186-2473	<input type="checkbox"/>	Ruote BLACK LIGHT con Marathon Plus e corr. in alluminio	24 x 1"	150,-

BARICENTRO

<input type="checkbox"/>	Assetto 1. Distanza schienale/centro ruota: 115 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 2. Distanza schienale/centro ruota: 95 mm	0,-
<input checked="" type="checkbox"/>	Assetto 3. Distanza schienale/centro ruota: 75 mm	STD
<input type="checkbox"/>	Assetto 4. Distanza schienale/centro ruota: 55 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 5. Distanza schienale/centro ruota: 35 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 6. Distanza schienale/centro ruota: 15 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 7. Distanza schienale/centro ruota: -5 mm	0,-
<input type="checkbox"/>	Assetto 8. Distanza schienale/centro ruota: -25 mm	0,-

CAMPANATURA

1186-478	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza campanatura	STD
1186-447	<input type="checkbox"/>	Campanatura di 3°	25,-

FRENI PER UTENTE

1186-305	<input checked="" type="checkbox"/>	Freni a spinta	STD
1186-650 ⁶⁰	<input type="checkbox"/>	Freno a spinta monolaterale SX, con estensione leva (<i>non con monoguida destra</i>)	240,-
1186-650 ⁷⁴	<input type="checkbox"/>	Freno a spinta monolaterale DX, con estensione leva (<i>non con monoguida destra</i>)	240,-
1186-986	<input type="checkbox"/>	Estensione leva per freno codice 305, estraibile	60,-
1186-681	<input type="checkbox"/>	Estensione leva per freno codice 305, abbattibile	65,-
1186-2595	<input type="checkbox"/>	Freno a forbice "light pressure" in alluminio	60,-

ALTEZZA DELLO SCHIENALE TENSIONABILE (BH – Backrest Height)

1186-620	<input type="checkbox"/>	Schienale tens. con fasce a velcro alto 25 cm (<i>regolabili di 60cm, step da 15mm</i>)	30,-
1186-626	<input type="checkbox"/>	Schienale tens. con fasce a velcro alto 30 cm (<i>regolabili di 60cm, step da 15mm</i>)	0,-
1186-631	<input checked="" type="checkbox"/>	Schienale tens. con fasce a velcro alto 35 cm (<i>regolabili di 60cm, step da 15mm</i>)	STD
1186-632	<input type="checkbox"/>	Schienale tens. con fasce a velcro alto 40 cm (<i>regolabili di 60cm, step da 15mm</i>)	40,-
1186-633	<input type="checkbox"/>	Schienale tens. con fasce a velcro alto 45 cm (<i>regolabili di 60cm, step da 15mm</i>)	95,-
1186-637	<input type="checkbox"/>	Schienale tens. con fasce a velcro alto 50 cm (<i>regolabili di 60cm, step da 15mm</i>)	150,-

IMBOTTITURA SCHIENALE

1186-235	<input checked="" type="checkbox"/>	Cover esterna in tessuto nero standard	STD
1186-292	<input type="checkbox"/>	Cover esterno in tessuto nero traspirante	90,-
1186-2002	<input type="checkbox"/>	Cover più larga di 2cm	50,-
1186-2003	<input type="checkbox"/>	Cover più larga di 4cm	50,-
1186-593	<input type="checkbox"/>	Senza imbottiture (<i>per montaggio schienali posturali</i>)	0,-

ANGOLO DELLO SCHIENALE

	<input type="checkbox"/>	Posizione A: 80°	0,-
	<input type="checkbox"/>	Posizione A: 85°	0,-
	<input checked="" type="checkbox"/>	Posizione A: 90°	STD
	<input type="checkbox"/>	Posizione A: 95°	0,-
	<input type="checkbox"/>	Posizione A: 100°	0,-

TUBI DELLO SCHIENALE

1186-411	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza maniglie di spinta	STD
1186-410	<input type="checkbox"/>	Con maniglie di spinta lunghe, fisse	50,-
1186-413	<input type="checkbox"/>	Con maniglie di spinta corte, fisse	50,-
1186-141	<input type="checkbox"/>	Con maniglie di spinta swing-away	120,-
1186-502	<input type="checkbox"/>	Maniglie di spinta montate esternamente ai tubi, regolabili di 170mm	90,-
1186-818	<input type="checkbox"/>	Schienale abbattibile sulla seduta (Attenzione: per schienali altezza 40, 45 e 50cm, non compatibile con braccioli cod. 81/84)	380,-

TELO SEDUTA e CUSCINO

1186-562	<input checked="" type="checkbox"/>	Seduta in tela nera con strisce di velcro femmina cucite	STD
1186-560	<input type="checkbox"/>	Cuscino imbottito alto 3cm	60,-
1186-561	<input type="checkbox"/>	Cuscino imbottito alto 5cm	60,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

SPONDINE E BRACCIOLI

1186-100	<input type="checkbox"/>	Spondina in acciaio con inserto in carbonio	80,-
1186-304	<input type="checkbox"/>	Spondina in fibra di carbonio, rimuovibile, senza copertura della ruota	140,-
1186-101	<input checked="" type="checkbox"/>	Spondina in plastica con copertura ruota di 41 mm	STD
1186-783	<input type="checkbox"/>	Spondina in carbonio, rimuovibile, con copertura ruota di 35 mm	360,-
1186-81	<input type="checkbox"/>	Bracciolo corto ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con pulsante	220,-
1186-84	<input type="checkbox"/>	Bracciolo lungo ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con pulsante	220,-
1186-24	<input type="checkbox"/>	Bracciolo tubolare swing-away (non compatibile con braccioli 81 e 84)	240,-

POGGIAGAMBE

1186-293	<input checked="" type="checkbox"/>	Poggiagambe compact ad angolo chiuso, 80°	STD
1186-93	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe ad angolo aperto 70°	0,-
1186-94	<input type="checkbox"/>	Senza pedane	0,-

POGGIAPIEDI E LUNGHEZZA PEDANA (LLL – Lower Leg Length)

La misura LLL deve essere calcolata come distanza tra telo seduta anteriore e piatto pedana
La differenza tra FSH e LLL deve essere di almeno 5 cm

		37 cm	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm
Lungh. pedana (LLL):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1186-805	<input checked="" type="checkbox"/>	Poggiapiedi separato in plastica, ribaltabile, regolabile in altezza	STD
1186-312	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico in alluminio, prof. 10cm, regolabile in altezza e angolazione	130,-
1186-808	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico in alluminio, prof. 15cm, regolabile in altezza e angolazione	350,-
1186-359	<input checked="" type="checkbox"/>	Fascia fermapolpacci	STD

COLORI DEL TELAIO

1186-130	<input type="checkbox"/>	Grigio titanio	0,-
1186-206	<input checked="" type="checkbox"/>	Nero opaco	STD
1186-227	<input type="checkbox"/>	Rosso metallizzato	0,-
1186-224	<input type="checkbox"/>	Blu metallizzato	90,-
1186-4044	<input type="checkbox"/>	Rosso metallizzato opaco	90,-
1186-4049	<input type="checkbox"/>	Verde oliva opaco	0,-
1186-4050	<input type="checkbox"/>	Blu sky	90,-
1186-4051	<input type="checkbox"/>	Bianco gesso	90,-
1186-4922	<input type="checkbox"/>	Verde metallizzato	90,-
1186-4919	<input type="checkbox"/>	Argento	0,-

ACCESSORI DELLA CARROZZINA

1186-489	<input type="checkbox"/>	Copriraggi trasparenti (non disponibili con ruote Spinergy)	135,-
1186-728	<input type="checkbox"/>	Ruotine antiribaltamento swing-away (coppia) (non con pedalini 309, 4930 o 4931)	160,-
1186-729	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento swing-away a sx (non compatibile con pedalini 309 o 4930)	80,-
1186-730	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento swing-away a dx (non compatibile con pedalini 309 o 4931)	80,-
1186-309	<input type="checkbox"/>	Pedalini per sbilanciamento (coppia) (non con antiribaltamento 728, 729 o 730)	180,-
1186-4930	<input type="checkbox"/>	Pedalino per sbilanciamento montato a sx (non compatibile con antirib. 728 o 729)	90,-

FEMTO S 1.186

1186-4931	<input type="checkbox"/>	Pedalino per sbilanciamento montato a dx (non compatibile con antirib. 728 o 730)	90,-
1186-833	<input type="checkbox"/>	Cinghia pelvica	60,-
1186-970	<input type="checkbox"/>	Portastampelle (solo con 309, 4930, 4931)	20,-
1186-819	<input type="checkbox"/>	Set di catarinfrangenti	45,-

IMMAGINI DI ALCUNI ACCESSORI

10 Code 141

10 Code 410

08 Code 652

08 Code 681

17 Code 729

08 Code 2595


*Reduziertes Rahmendesign



*Lenkradeinstellung



*Einstellbarer Rückenwinkel



*Multifunktionale Beinstütze

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com
 Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658
 Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti I prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

DATI TECNICI

Larghezza della seduta (SW)	32-52 cm
Larghezza totale	SW + 17 cm
Larghezza totale da chiusa	28 cm <i>(senza campanatura)</i>
Profondità seduta (SD)	34-50 cm
Altezza seduta anteriore (FSH)	42,5-56 cm
Altezza seduta posteriore (RSH)	39-53 cm
Altezza schienale (BH)	Da 25 cm a 50 cm
Altezza totale	RSH + BH
Altezza braccioli	Da 17 cm a 24,5 cm
Lunghezza totale comprese le pedane	88-103 cm
Portata	130 kg
Peso della carrozzina completa	9,5 kg
Peso minino di trasporto	7,4 kg
Ruote posteriori	24", 25", 26"
Test frenatura in accordo alla normativa	7°
Angolo schienale	-10°/-5°/0°/+5°/+10°

MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

