

ICHAIR MC FRONT 1.613

## ICHAIR MC FRONT 1.613

Elettronica da esterno  
a trazione anteriore



Ordine  Preventivo

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Tecnico di riferimento: \_\_\_\_\_ Cell.: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna: \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione: \_\_\_\_\_

Codice di riferimento NT17: **12.23.06.015** (ex 12.21.27.009 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122127**.

N° repertorio DM: **1887308**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **1.613**

**Prezzo: (a partire da) 5.280,00€ IVA ESCLUSA**

### Configurazione BASE comprende:

- Seduta con pianale rigido e schienale tubo tondo Ø22 reclinabile manualmente **senza imbottiture**.
- Telaio basculante 25°, luci e frecce a LED.
- Pedane swing-away ad angolo fisso e poggiatesta separati ribaltabili.
- Braccioli regolabili con fianchetti.
- Ruote 9"-14" pneumatiche, nere.
- Motori 2 poli da 220W, velocità 6 km/h
- Elettronica VR2 con joystick montato su braccetto fisso.
- Batterie 50Ah(C20) e caricabatterie da 6A.

**Portata max. 160 kg (140 kg con lift)**

### LARGHEZZA

1613-38	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 38 cm	5.280,-
1613-43	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 43 cm	5.280,-
1613-48	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 48 cm	5.280,-
1613-53	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 53 cm	5.280,-

### PROFONDITA'

1613-615	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 40 cm	0,-
1613-788	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 43 cm	0,-
1613-619	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 46 cm	0,-
1613-792	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 49 cm	0,-
1613-793	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 53 cm	0,-
1613-356	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 56 cm	75,-

### MOTORI e POTENZA

1613-115	<input type="checkbox"/>	<b>Motori 6km/h, 2 x 220W; Range max: 40km</b>	<b>STD</b>
1613-117	<input type="checkbox"/>	Motori 10km/h, 2 x 300W; Range max: 35km	1.390,-

*Questa opzione include il controllo elettronico ESP per stabilizzazione della guida (cod. 918) e richiede obbligatoriamente la selezione dell'elettronica R-NET (cod. 702) e uno dei comandi R-NET con display LED (codici 416 e 398)*

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

**SOSPENSIONI**

1613-892	<input checked="" type="checkbox"/>	Sospensioni standard per utenti con peso fino a 120kg	STD
1613-891	<input type="checkbox"/>	Sospensioni rinforzate per utenti con peso da 120kg fino a 160kg	0,-

**ALTEZZA PIANO SEDUTA ANTERIORE**

	<input checked="" type="checkbox"/>	44 cm (solo con ruota anteriore 9" e posteriore 14")	STD
	<input type="checkbox"/>	48 cm (solo con ruota anteriore 9" e posteriore 14")	0,-
	<input type="checkbox"/>	51 cm (solo con ruota anteriore 9" e posteriore 14" e con lift o basculamento 50°)	0,-

**RUOTE POSTERIORI PIROETTANTI**

1613-163	<input checked="" type="checkbox"/>	Diametro 9" con battistrada con profilo a "V"	STD
1613-146	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota pneumatica antiforo	STD
1613-900	<input type="checkbox"/>	Ruota piena	95,-
1613-908	<input checked="" type="checkbox"/>	Copertoni neri	STD
1613-909	<input type="checkbox"/>	Copertoni grigi	0,-
1613-816	<input type="checkbox"/>	Parafanghi per ruote piroettanti	270,-

**RUOTE ANTERIORI MOTRICI**

1613-460	<input checked="" type="checkbox"/>	Diametro 14" con battistrada con profilo a "V"	STD
1613-846	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota pneumatica antiforo	STD
1613-904	<input type="checkbox"/>	Ruota piena	140,-
1613-908	<input checked="" type="checkbox"/>	Copertoni neri	STD
1613-909	<input type="checkbox"/>	Copertoni grigi	0,-
1613-824	<input type="checkbox"/>	Parafanghi per ruote motrici	120,-

**MOVIMENTAZIONI**

1613-119	<input type="checkbox"/>	Basculamento meccanico da 0° a 10°	0,-
1613-118	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculamento elettrico da 25°	STD
1613-4118	<input type="checkbox"/>	Basculamento elettrico da 50° (solo con R-NET; non con profondità 56 cm)	1.200,-
1613-27	<input type="checkbox"/>	Lift 30 cm + basculamento elettrico da 30° (solo con R-NET)	2.590,-

**SEDUTA**

1613-4276	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano rigido senza cuscino	STD
1613-561	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino standard da 6 cm	30,-
1613-7206	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino Netti UNO	80,-
1613-7203	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino Netti SIT	180,-
1613-948	<input type="checkbox"/>	Seduta ERGOSEAT	330,-

**SCHIENALE**

1613-608	<input checked="" type="checkbox"/>	Schienale tubolare senza alcun rivestimento (per montaggio posture)	STD
----------	-------------------------------------	---	-----

**Schienale MEYRA con profilo rettangolare** (selezionare anche maniglione 814 o maniglie 410)

1613-735	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con telo tensionabile e fasce a velcro, senza imbottitura	80,-
1613-736	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con telo tensionabile e fasce a velcro, con imbottitura (solo abbinato a codice 1613-735)	90,-
1613-7201	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con telo tensionabile e fasce a velcro e Netti UNO da 62cm (solo abbinato a codice 1613-735)	630,-
1613-949	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con scocca rigida ERGOSEAT da 59cm (regolabile a 63cm)	210,-
1613-2019	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con scocca rigida ERGOSEAT PRO da 59cm (regolabile a 63cm)	440,-

**COVER per SCHIENALE**

1613-287	<input type="checkbox"/>	Tessuto nero schienale 735, 736	0,-
1613-237	<input type="checkbox"/>	Cover nera per schienale ERGOSEAT 949	115,-
1613-4980	<input type="checkbox"/>	Cover nera per incontinenza per schienale ERGOSEAT 949	65,-

**ACCESSORI per SCHIENALE ERGOSEAT PRO**

1613-2021	<input type="checkbox"/>	Coppia di pelotte toracali, misura LARGE	420,-
1613-2032	<input type="checkbox"/>	Coppia di pelotte toracali, misura SMALL	400,-

**OPZIONI SCHIENALE**

1613-814	<input type="checkbox"/>	Maniglione di spinta. (Solo per schienale MEYRA, no per tubolare)	45,-
1613-410	<input type="checkbox"/>	Coppia di maniglie di spinta singole. (Solo per schienale MEYRA, no per tubolare)	80,-
1613-913	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta omologato per trasporto in auto	260,-
1613-589	<input type="checkbox"/>	Cinghie a bretellaggio	290,-
<b>1613-401</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Reclinazione manuale dello schienale 80° - 120° in 5 step</b>	<b>STD</b>
1613-25	<input type="checkbox"/>	Reclinazione elettrica dello schienale 80° - 140°	600,-
1613-957	<input type="checkbox"/>	Pelotte rigide per tronco (coppia). (Solo per schienale MEYRA, no per tubolare)	190,-
1613-954	<input type="checkbox"/>	Pelotte swing-away (coppia). (Solo per schienale MEYRA, no per tubolare)	560,-

**BRACCIOLI**

<b>1613-106</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Bracciolo rimovibile standard corto, regolabile, con spondina</b>	<b>STD</b>
1613-4960	<input type="checkbox"/>	Bracciolo imbottito concavo con fianchetto nero e inserto colorato (corto)	80,-
1613-21	<input type="checkbox"/>	Bracciolo imbottito concavo con fianchetto nero e inserto colorato (lungo)	190,-
1613-14	<input type="checkbox"/>	Bracciolo multifunzione ribaltabile, applicato allo schienale	750,-
1613-4422	<input type="checkbox"/>	Solo per bracciolo 14: fissaggio bracciolo in posizione	85,-
1613-773	<input type="checkbox"/>	Fianchetto trasparente, illuminato a LED ROSSO*	750,-
1613-774	<input type="checkbox"/>	Fianchetto trasparente, illuminato a LED BLU*	750,-
1613-4982	<input type="checkbox"/>	Bracciolo per emiplegia, regolabile in rotazione, da 36cm	450,-
1613-4983	<input type="checkbox"/>	Prolunga bracciolo per emiplegia (+6cm)	65,-
1613-4985	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare planare	70,-
1613-4987	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare con impugnatura ergonomica sinistra	75,-
1613-4986	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare con impugnatura ergonomica destra	75,-

**POGGIAGAMBE SEPARATI**

<b>1613-93</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Poggiagambe s/away, estraibili ad angolo fisso</b>	<b>STD</b>
1613-92	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili elevabili manualmente	250,-
1613-86	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili elevabili elettricamente (solo con R-NET)	890,-

**ICHAIR MC FRONT 1.613**

1613-105	<input type="checkbox"/>	Adattatore per aumentare abduzione di 4,5cm per lato (non con cod. 86)	210,-
----------	--------------------------	--	-------

**POGGIPIEDI SEPARATI**

<b>1613-798</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Poggiapiedi separati ribaltabili, regolabili in altezza e angolazione</b>	<b>STD</b>
1613-54	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile, regolabile in altezza, angolazione e profondità	250,-
1613-822	<input type="checkbox"/>	Cinturino fermapiede (coppia)	40,-
1613-823	<input type="checkbox"/>	Fermatallone (coppia)	140,-

**PEDANA UNICA**

1613-5100	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale, regolabile meccanicamente da 85° a 95°, compresa di piatto pedana unico (cod. 5108). <i>Lunghezza regolabile da 28 a 40 cm.</i>	940,-
1613-5101	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale, regolabile meccanicamente da 85° a 95°, compresa di piatto pedana unico (cod. 5108). <i>Lunghezza regolabile da 33 a 45 cm</i>	940,-
1613-4935	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale per SH 44 cm, regolabile elettricamente da 90° a 170°, compresa di piatto pedana unico (cod. 5108). <i>Lunghezza regolabile da 20 a 36 cm; Solo codice 945</i>	2.100,-
1613-5104	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale per SH 48 e 51 cm, regolabile elettricamente da 90° a 170°, compresa di piatto pedana unico (cod. 5108). <i>Lunghezza regolabile da 20 a 36 cm; Solo codice 945</i>	2.100,-
1613-4949	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale regolabile elettricamente da 90° a 170°, abbassabile elettricamente fino a terra, compresa di piatto pedana unico (cod. 5108). <i>Lunghezza regolabile da 33 a 45 cm; Solo codice 945</i>	2.350,-
1613-945	<input type="checkbox"/>	Poggiapolpacci per pedana centrale	85,-
1613-5107	<input type="checkbox"/>	Piatto pedana doppio, regolabile separatamente ( <i>non codice 4949</i> )	280,-

**BATTERIE E LUCI**

<b>1613-5159</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Batteria gel 50Ah (C20)</b>	<b>STD</b>
1613-5158	<input type="checkbox"/>	Batteria gel 80Ah (C20)	420,-
<b>1613-732</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Caricabatterie 6A per batteria da 50Ah</b>	<b>STD</b>
1613-733	<input type="checkbox"/>	Caricabatterie 12A (Raccomandato per batterie 80Ah)	90,-
<b>1613-932</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Luci e frecce a LED anteriori e posteriori</b>	<b>STD</b>

**JOYSTICK e MODULI ELETTRONICI**

<b>1613-408</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Joystick VR2 (guida, luci + controllo fino a 2 attuatori)</b>	<b>STD</b>
1613-415	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LED (guida, luci + controllo fino a 6 attuatori)	300,-
1613-416	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD a colori (guida, luci + controllo fino a 6 attuatori)	460,-
1613-398	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD a colori 3,4" (guida, luci + cont. fino a 6 attuatori, IR/BT)	990,-
1613-839	<input type="checkbox"/>	Modulo R-NET OMNI II	1.200,-
1613-4789	<input type="checkbox"/>	Doppio comando per accompagnatore (solo con cod. 814 o schienale 608)	650,-
<b>1613-682</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Centralina VR2 per la gestione fino a 2 attuatori</b>	<b>STD</b>
1613-702	<input type="checkbox"/>	Centralina R-NET per la gestione fino a 6 attuatori (comprende anche codice 678)	250,-
1613-543	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø63mm, verde	290,-
1613-596	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø63mm, giallo	290,-
1613-778	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø30mm, verde	250,-
1613-779	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø30mm, verde	250,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com


Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

**PULSANTIERA ESTERNA PER GESTIONE DIRETTA ATTUATORI (solo con R-NET)**

 1613-4615  Pulsantiera 5 tasti 2.650,-

	Schienale	Vertical.	Pedana SX	Pedana DX	Entrambe	Lift
	Tasto 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 1613-4597  Montaggio alla fino del bracciolo, lato joystick 275,-

 1613-4599  Montaggio alla fino del bracciolo, lato opposto al joystick 0,-

**SUPPORTO DEL JOYSTICK**

 1613-4859  **Supporto joystick fisso, regolabile in profondità** **STD**

 1613-4566  Supporto joystick regolabile in altezza e profondità 90,-

 1613-4860  Supporto joystick swing-away esterno, regolabile in altezza e profondità 160,-

 1613-4874  Protezione per joystick (*non adatto per modulo OMNI II*) 85,-

 1613-851  Supporto per spostare il joystick in posizione per l'accompagnatore (*in combinazione con la barra posteriore codice 814*) 290,-

**LATO DI GUIDA**

 1613-60  Guida lato sinistro 0,-

 1613-74  **Guida lato destro** **STD**
**IMPUGNATURE DEL JOYSTICK**

 1613-553  Tetra-fork verticale 60,-

 1613-556  Tetra-fork orizzontale 80,-

 1613-734  Tetra-fork orizzontale (*regolabile alla larghezza del palmo della mano*) 150,-

 1613-4589  Manopola a fungo 80,-

 1613-4590  Manopola sferica 85,-

 1613-4591  Manopola a T 150,-

 1613-4593  Manopola a stelo verticale 130,-

 1613-4594  Manopola a concava 80,-

 1613-4595  Manopola con palla morbida 220,-

 1613-4596  Manopola con palla da golf 60,-

**COLORI DEL TELAIO**

 1620-207  **Nero** **STD**

 1620-212  Bianco 0,-

 1620-186  Blu 0,-


 1620-227  Rosso 0,-

 1620-180  Lemon reflex 0,-

 1620-214  Giallo 0,-

**ACCESSORI DELLA CARROZZINA**

1613-906	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore montato a destra	110,-
1613-927	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore montato a sinistra	110,-
1613-970	<input type="checkbox"/>	Portastampelle	140,-
1613-4646	<input type="checkbox"/>	Tavolo in policarbonato, ribaltabile da un lato	490,-
1613-590	<input type="checkbox"/>	Cuneo per abduzione	220,-
1613-781	<input type="checkbox"/>	Presca USB per ricarica apparecchi elettronici	60,-
1613-782	<input type="checkbox"/>	Braccetto per aggancio portacellulare ( <i>senza portacellulare</i> )	50,-
1613-4795	<input type="checkbox"/>	Chiave di blocco per joystick	120,-
1613-2676	<input type="checkbox"/>	Adesivo post. triangolare rosso alta visibilità ( <i>solo con ERGOSEAT</i> )	150,-
1613-833	<input type="checkbox"/>	Cintura di sicurezza	95,-
1613-862	<input type="checkbox"/>	Salicordoli	790,-



The central leg support makes a 90° knee angle possible



14" drive wheels front



Various optional seating systems



High degree of manoeuvrability due to compact dimensions

## DATI TECNICI

Larghezze della seduta	38 – 65 cm
Profondità della seduta	40 – 53 cm
Altezza dello schienale	45 - 64 cm
Lunghezza pedana	28 – 43 cm
Altezza braccioli	24 – 35 cm
Altezza anteriore	44 – 51 cm
Lunghezza totale con pedane	113 cm
Lunghezza totale senza pedane	91 cm
Larghezza totale	63 cm
Altezza totale senza poggiatesta	96 – 108 cm
Lunghezza di trasporto	91 cm
Altezza di trasporto (schienale abbattuto)	61 cm
Misura delle ruote anteriori motrici	14"
Misura delle ruote posteriori piroettanti	9"
Altezza massima di superamento ostacoli	6 cm
Raggio di sterzata	65 cm
Peso di trasporto senza pedane e braccioli	108 kg
Portata max	max 160 kg
Velocità di guida	6/10 km/h
Potenza dei motori	220W / 300W
Autonomia	35 – 40 km
Pendenza consentita	11%
Tipologia di sterzo	indiretto

## MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

