

ICHAIR MC FRONT 1.613

ICHAIR MC FRONT 1.613 NETTI DESIGN

Elettronica da esterno
a trazione
anteriore



Ordine Preventivo

Data ____/____/____ Cliente _____

Tecnico di riferimento: _____ Cell.: _____

Indirizzo di consegna: _____

Indirizzo di fatturazione: _____

Codice di riferimento NT17: **12.23.06.015** (ex 12.21.27.009 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122127**.

N° repertorio DM: **1887308 + unità posturale tronco (vedi pag. 3)**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **1.613**

Prezzo: (a partire da) 6.490,00€ IVA ESCLUSA

Configurazione BASE comprende:

- Seduta con pianale rigido
- Schienale posturale NETTI SMART da 50cm (o schienale NETTI alternativo, vedi pag. 3)
- Telaio basculante 25°, luci e frecce a LED.
- Pedane swing-away ad angolo fisso e poggipiedi separati ribaltabili.
- Braccioli regolabili con fianchetti.
- Ruote 9"-14" pneumatiche, nere.
- Motori 2 poli da 300W, velocità 10 km/h, con giroscopio elettronico
- Elettronica RNET con joystick LED montato su braccetto fisso.
- Batterie 50Ah(C20) e caricabatterie da 6A.

Portata max. 160 kg (140 kg con lift)

LARGHEZZA

1613-N-38	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 38 cm	6.490,-
1613-N-43	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 43 cm	6.490,-
1613-N-48	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 48 cm	6.490,-
1613-N-53	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 53 cm	6.490,-

PROFONDITA'

1613-615	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 40 cm	0,-
1613-788	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 43 cm	0,-
1613-619	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 46 cm	0,-
1613-792	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 49 cm	0,-
1613-793	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 53 cm	0,-
1613-356	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 56 cm	75,-

MOTORI e POTENZA

1613-117 **Motori 10km/h, 2 x 300W; Range max: 35km** **STD**

Questa opzione include il controllo elettronico ESP per stabilizzazione della guida (cod. 918) e richiede obbligatoriamente la selezione dell'elettronica R-NET (cod. 702) e uno dei comandi R-NET con display LCD (codici 416 e 398)

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

SOSPENSIONI

1613-892	<input checked="" type="checkbox"/>	Sospensioni standard per utenti con peso fino a 120kg	STD
1613-891	<input type="checkbox"/>	Sospensioni rinforzate per utenti con peso da 120kg fino a 160kg	0,-

ALTEZZA PIANO SEDUTA ANTERIORE

	<input checked="" type="checkbox"/>	44 cm (solo con ruota anteriore 9" e posteriore 14")	STD
	<input type="checkbox"/>	48 cm (solo con ruota anteriore 9" e posteriore 14")	0,-
	<input type="checkbox"/>	51 cm (solo con ruota anteriore 9" e posteriore 14" e con lift o basculamento 50°)	0,-

RUOTE POSTERIORI PIROETTANTI

1613-163	<input checked="" type="checkbox"/>	Diametro 9" con battistrada con profilo a "V"	STD
1613-146	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota pneumatica antiforo	STD
1613-900	<input type="checkbox"/>	Ruota piena	95,-
1613-908	<input checked="" type="checkbox"/>	Copertoni neri	STD
1613-909	<input type="checkbox"/>	Copertoni grigi	0,-
1613-816	<input type="checkbox"/>	Parafanghi per ruote piroettanti	270,-

RUOTE ANTERIORI MOTRICI

1613-460	<input checked="" type="checkbox"/>	Diametro 14" con battistrada con profilo a "V"	STD
1613-846	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota pneumatica antiforo	STD
1613-904	<input type="checkbox"/>	Ruota piena	140,-
1613-908	<input checked="" type="checkbox"/>	Copertoni neri	STD
1613-909	<input type="checkbox"/>	Copertoni grigi	0,-
1613-824	<input type="checkbox"/>	Parafanghi per ruote motrici	120,-

MOVIMENTAZIONI

1613-119	<input type="checkbox"/>	Basculamento meccanico da 0° a 10°	0,-
1613-118	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculamento elettrico da 25°	STD
1613-4118	<input type="checkbox"/>	Basculamento elettrico da 50° (solo con R-NET; non con profondità 56 cm)	1.200,-
1613-27	<input type="checkbox"/>	Lift 30 cm + basculamento elettrico da 30° (solo con R-NET)	2.590,-

SEDUTA

1613-4276	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano rigido senza cuscino	STD
1613-561	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino standard da 6 cm	30,-
1613-7206	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino Netti UNO	80,-
1613-7203	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino Netti SIT	180,-
1613-948	<input type="checkbox"/>	Seduta ERGOSEAT	180,-

SCHIENALE
Unità posturali per tronco:

ITSM50	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con Netti SMART cod. 7209 fodera 3D, h 50 cm, h tot 62 cm. (Telo tensionabile con fasce a velcro codice 1611-735 incluso) NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829281	STD
ITST50	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con Netti STABIL cod. 7207 fodera 3D, h 50 cm, h tot 62 cm. (Telo tensionabile con fasce a velcro codice 1611-735 incluso) NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829285	0,-
ITST60	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con Netti STABIL cod. 7207 fodera 3D, h 60 cm, h tot 67 cm. (Telo tensionabile con fasce a velcro codice 1611-735 incluso) NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829289	0,-
ITSS50	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con Netti SUPER STABIL cod. 7210 fodera 3D, h 50 cm, h tot 62 cm. (Telo tensionabile con fasce a velcro codice 1611-735 incluso) NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829286	0,-
ITSS60	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con Netti SUPER STABIL cod. 7210 fodera 3D, h 60 cm, h tot 67 cm. (Telo tensionabile con fasce a velcro codice 1611-735 incluso). NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829291	0,-
ITKY50	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con Netti KYPHOTIC cod. 7205 fodera 3D, h 50 cm, h tot 62 cm. (Telo tensionabile con fasce a velcro codice 1611-735 incluso) NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829287	0,-

OPZIONI SCHIENALE

1613-814	<input type="checkbox"/>	Maniglione di spinta	STD
1613-410	<input type="checkbox"/>	Coppia di maniglie di spinta singole	80,-
1613-589	<input type="checkbox"/>	Cinghie a bretellaggio	290,-
1613-401	<input type="checkbox"/>	Reclinazione manuale dello schienale 80° - 120° in 5 step	STD
1613-25	<input type="checkbox"/>	Reclinazione elettrica dello schienale 80° - 140°	600,-
1613-957	<input type="checkbox"/>	Pelotte rigide per tronco (coppia). (Solo per schienale MEYRA, no per tubolare)	190,-
1613-954	<input type="checkbox"/>	Pelotte swing-away (coppia). (Solo per schienale MEYRA, no per tubolare)	560,-

BRACCIOLI

1613-106	<input type="checkbox"/>	Bracciolo rimovibile standard corto, regolabile, con spondina	STD
1613-4960	<input type="checkbox"/>	Bracciolo imbottito concavo con fianchetto nero e inserto colorato (corto)	80,-
1613-21	<input type="checkbox"/>	Bracciolo imbottito concavo con fianchetto nero e inserto colorato (lungo)	190,-
1613-14	<input type="checkbox"/>	Bracciolo multifunzione ribaltabile, applicato allo schienale	750,-
1613-4422	<input type="checkbox"/>	Solo per bracciolo 14: fissaggio bracciolo in posizione	85,-
1613-773	<input type="checkbox"/>	Fianchetto trasparente, illuminato a LED ROSSO*	750,-
1613-774	<input type="checkbox"/>	Fianchetto trasparente, illuminato a LED BLU*	750,-
1613-4982	<input type="checkbox"/>	Bracciolo per emiplegia, regolabile in rotazione, da 36cm	450,-
1613-4983	<input type="checkbox"/>	Prolunga bracciolo per emiplegia (+6cm)	65,-
1613-4985	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare planare	70,-
1613-4987	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare con impugnatura ergonomica sinistra	75,-
1613-4986	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare con impugnatura ergonomica destra	75,-

POGGIATESTA

1611-913	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta standard, omologato per trasporto in auto	260,-
----------	--------------------------	---	-------

Unità posturali per capo

ITAPP-A	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta NETTI-A, tipo avvolgente con fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003 ; N° repertorio DM: 2829310	360,-
ITAPP-B	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta NETTI-B, piccolo, ovale con fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003 ; N° repertorio DM: 2829314	360,-
ITAPP-C	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta NETTI-C, largo, rettangolare con fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003 ; N° repertorio DM: 2829315	360,-
ITAPP-D	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta NETTI-D, comfort in memory e fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003 ; N° repertorio DM: 2829316	360,-
ITAPP-E	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta E con supporti laterali regolabili con fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003 ; N° repertorio DM: 2829317	360,-
ITAPP-F	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta F con sostegno nucale con fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003 N° repertorio DM: 2829318 (non adatta per trasporto in auto – Se serve ordinare un poggiatesta in aggiunta)	360,-

POGGIAGAMBE SEPARATI

1613-93	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili ad angolo fisso	STD
1613-92	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili elevabili manualmente	250,-
1613-86	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili elevabili elettricamente (solo con R-NET)	890,-
1613-105	<input type="checkbox"/>	Adattatore per aumentare abduzione di 4,5cm per lato (non con cod. 86)	210,-

POGGIAPIEDI SEPARATI

1613-798	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi separati ribaltabili, regolabili in altezza e angolazione	STD
1613-54	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile, regolabile in altezza, angolazione e profondità	250,-
1613-822	<input type="checkbox"/>	Cinturino fermapiede (coppia)	40,-
1613-823	<input type="checkbox"/>	Fermatallone (coppia)	140,-

PEDANA UNICA

1613-5100	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale, regolabile meccanicamente da 85° a 95°, compresa di piatto pedana unico (cod. 5108). <i>Lunghezza regolabile da 28 a 40 cm.</i>	940,-
1613-5101	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale, regolabile meccanicamente da 85° a 95°, compresa di piatto pedana unico (cod. 5108). <i>Lunghezza regolabile da 33 a 45 cm</i>	940,-
1613-4935	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale per SH 44 cm, regolabile elettricamente da 90° a 170°, compresa di piatto pedana unico (cod. 5108). <i>Lunghezza regolabile da 20 a 36 cm; Solo codice 945</i>	2.100,-
1613-5104	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale per SH 48 e 51 cm, regolabile elettricamente da 90° a 170°, compresa di piatto pedana unico (cod. 5108). <i>Lunghezza regolabile da 20 a 36 cm; Solo codice 945</i>	2.100,-
1613-4949	<input type="checkbox"/>	Pedana centrale regolabile elettricamente da 90° a 170°, abbassabile elettricamente fino a terra, compresa di piatto pedana unico (cod. 5108). <i>Lunghezza regolabile da 33 a 45 cm; Solo codice 945</i>	2.350,-
1613-945	<input type="checkbox"/>	Poggiapolpacci per pedana centrale	85,-
1613-5107	<input type="checkbox"/>	Piatto pedana doppio, regolabile separatamente (non codice 4949)	280,-

ICHAIR MC FRONT 1.613
BATTERIE E LUCI


1613-5159	<input checked="" type="checkbox"/>	Batteria gel 50Ah (C20)	STD
1613-5158	<input type="checkbox"/>	Batteria gel 80Ah (C20)	420,-
1613-732	<input checked="" type="checkbox"/>	Caricabatterie 6A per batteria da 50Ah	STD
1613-733	<input type="checkbox"/>	Caricabatterie 12A (Raccomandato per batterie 80Ah)	90,-
1613-932	<input checked="" type="checkbox"/>	Luci e frecce a LED anteriori e posteriori	STD

JOYSTICK e MODULI ELETTRONICI

1613-416B	<input checked="" type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD a colori (guida, luci + controllo fino a 6 attuatori)	STD
1613-398B	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD a colori 3,4" (guida, luci + cont. fino a 6 attuatori, IR/BT)	530,-
1613-839B	<input type="checkbox"/>	Modulo R-NET OMNI II	740,-
1613-4789	<input type="checkbox"/>	Doppio comando per accompagnatore (solo con cod. 814 o schienale 608)	650,-
1613-702B	<input checked="" type="checkbox"/>	Centralina R-NET per la gestione fino a 6 attuatori (include codice 678)	STD
1613-543	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø63mm, verde	290,-
1613-596	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø63mm, giallo	290,-
1613-778	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø30mm, verde	250,-
1613-779	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø30mm, verde	250,-

PULSANTIERA ESTERNA PER GESTIONE DIRETTA ATTUATORI (solo con R-NET)

1613-4615 Pulsantiera 5 tasti 2.650,-

		Schienale	Vertical.	Pedana SX	Pedana DX	Entrambe	Lift
	Tasto 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1613-4597 Montaggio alla fino del bracciolo, lato joystick 275,-

1613-4599 Montaggio alla fino del bracciolo, lato opposto al joystick 0,-

SUPPORTO DEL JOYSTICK

1613-4859	<input checked="" type="checkbox"/>	Supporto joystick fisso, regolabile in profondità	STD
1613-4566	<input type="checkbox"/>	Supporto joystick regolabile in altezza e profondità	90,-
1613-4860	<input type="checkbox"/>	Supporto joystick swing-away esterno, regolabile in altezza e profondità	160,-
1613-4874	<input type="checkbox"/>	Protezione per joystick (non adatto per modulo OMNI II)	85,-
1613-851	<input type="checkbox"/>	Supporto per spostare il joystick in posizione per l'accompagnatore (in combinazione con la barra posteriore codice 814)	290,-

LATO DI GUIDA

1613-60	<input type="checkbox"/>	Guida lato sinistro	0,-
1613-74	<input checked="" type="checkbox"/>	Guida lato destro	STD

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK

1613-553	<input type="checkbox"/>	Tetra-fork verticale	60,-
1613-556	<input type="checkbox"/>	Tetra-fork orizzontale	80,-
1613-734	<input type="checkbox"/>	Tetra-fork orizzontale (regolabile alla larghezza del palmo della mano)	150,-
1613-4589	<input type="checkbox"/>	Manopola a fungo	80,-
1613-4590	<input type="checkbox"/>	Manopola sferica	85,-

ICHAIR MC FRONT 1.613

1613-4591	<input type="checkbox"/>	Manopola a T	150,-
1613-4593	<input type="checkbox"/>	Manopola a stelo verticale	130,-
1613-4594	<input type="checkbox"/>	Manopola a concava	80,-
1613-4595	<input type="checkbox"/>	Manopola con palla morbida	220,-
1613-4596	<input type="checkbox"/>	Manopola con palla da golf	60,-

COLORI DEL TELAIO

1620-207	<input checked="" type="checkbox"/>	Nero	STD
1620-212	<input type="checkbox"/>	Bianco	0,-
1620-186	<input type="checkbox"/>	Blu	0,-
1620-227	<input type="checkbox"/>	Rosso	0,-
1620-180	<input type="checkbox"/>	Lemon reflex	0,-
1620-214	<input type="checkbox"/>	Giallo	0,-

ACCESSORI DELLA CARROZZINA

1613-906	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore montato a destra	110,-
1613-927	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore montato a sinistra	110,-
1613-970	<input type="checkbox"/>	Portastampelle	140,-
1613-4646	<input type="checkbox"/>	Tavolo in policarbonato, ribaltabile da un lato	490,-
1613-590	<input type="checkbox"/>	Cuneo per abduzione	220,-
1613-781	<input type="checkbox"/>	Presa USB per ricarica apparecchi elettronici	60,-
1613-782	<input type="checkbox"/>	Braccetto per aggancio portacellulare <i>(senza portacellulare)</i>	50,-
1613-4795	<input type="checkbox"/>	Chiave di blocco per joystick	120,-
1613-2676	<input type="checkbox"/>	Adesivo post. triangolare rosso alta visibilità <i>(solo con ERGOSEAT)</i>	150,-
1613-833	<input type="checkbox"/>	Cintura di sicurezza	95,-
1613-862	<input type="checkbox"/>	Salicordoli	790,-



DATI TECNICI

Larghezza della seduta	38 – 65 cm
Profondità della seduta	40 – 53 cm
Altezza dello schienale	45 - 64 cm
Lunghezza pedana	28 – 43 cm
Altezza braccioli	24 – 35 cm
Altezza anteriore	44 – 51 cm
Lunghezza totale con pedane	113 cm
Lunghezza totale senza pedane	91 cm
Larghezza totale	63 cm
Altezza totale senza poggiatesta	96 – 108 cm
Lunghezza di trasporto	91 cm
Altezza di trasporto (schienale abbattuto)	61 cm
Misura delle ruote anteriori motrici	14"
Misura delle ruote posteriori piroettanti	9"
Altezza massima di superamento ostacoli	6 cm
Raggio di sterzata	65 cm
Peso di trasporto senza pedane e braccioli	108 kg
Portata max	max 160 kg
Velocità di guida	6/10 km/h
Potenza dei motori	220W / 300W
Autonomia	35 – 40 km
Pendenza consentita	11%
Tipologia di sterzo	indiretto

MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

