

# AVANTI JUNIOR 1.736

Carrozzina superleggera  
pieghevole con pedane  
swing-away


 Ordine                       Preventivo

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Cliente \_\_\_\_\_

Tecnico di riferimento: \_\_\_\_\_ Cell.: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna: \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione: \_\_\_\_\_

Codice di riferimento NT17: **12.22.03.012** (ex 12.21.06.060 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122106**.

N° repertorio DM: **2184130**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **1.736**

**Prezzo: (a partire da) 1.610,00€ IVA ESCLUSA**

### Configurazione BASE comprende:

- Telaio pieghevole certificato per trasporto in auto;
- Schienale con tubi dritti e maniglie di spinta corte;
- Imbottitura schienale con telo tensionabile a velcro e rivestimento standard;
- Seduta con telo ritensionabile e fasce a velcro;
- Ruote posteriori 24" con copertoni grigie; ruote anteriori 5" grigie, larghe;
- Spondina in alluminio
- Pedane separate swing-away con fascia poggiapolpacci;

**Portata max. 75 kg**

### LARGHEZZA SEDUTA (SW – Seat Width)


1736JR-30	<input type="checkbox"/>	Larghezza 30 cm	1.610,-
1736JR-32	<input type="checkbox"/>	Larghezza 32 cm	1.610,-
1736JR-34	<input type="checkbox"/>	Larghezza 34 cm	1.610,-
1736JR-36	<input type="checkbox"/>	Larghezza 36 cm	1.610,-

### PROFONDITA' SEDUTA (SD – Seat Depth)

1736-393	<input type="checkbox"/>	Profondità 33 cm (Telaio CORTO codice 351)	0,-
1736-610	<input type="checkbox"/>	Profondità 35 cm (Telaio CORTO codice 351)	0,-
1736-368	<input type="checkbox"/>	Profondità 38 cm (Telaio CORTO codice 351)	0,-

### OPZIONI TELAIO

1736-4541	<input type="checkbox"/>	Doppia crociera per seduta da 36 cm	490,-
1736-4906	<input type="checkbox"/>	Telaio HEMI con forcelle anteriori lateralizzate di 6cm per lato	59,-
1736-903	<input type="checkbox"/>	Forcelle rinforzate, raccomandate con propulsori	50,-



**MEYRA ITALY SRL** – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

**ALTEZZA DI SEDUTA ANTERIORE (FSH – Front Seat Height)**
*Misura da terra al telo seduta, senza cuscino*

	37 cm	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm
Con ruote Ø100 (4")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
<b>Con ruote Ø125 (5")</b>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø142							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø150 (6")							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TIPOLOGIA DI RUOTA ANTERIORE E GOMMA**

1736-151	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø100 (4") gomma dura, cerchio in plastica (Ø100x23)	0,-
<b>1736-325</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ruota Ø125 (5") gomma dura, cerchio in plastica (Ø125x30)</b>	<b>STD</b>
1736-154	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø142 gomma morbida, cerchio in plastica (Ø142x37)	0,-
1736-143	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø150 (6") gomma piena grigia antiforo (Ø150x32)	0,-
<b>1736-909</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Gomma grigia</b>	<b>STD</b>
1736-908	<input type="checkbox"/>	Gomma nera (solo per ruote 151, 325)	0,-

**RUOTE ANTERIORI SPECIALI**

1736-2480	<input type="checkbox"/>	Ruota lightwheel 4" in gomma trasparente con luci, cerchio in plastica	90,-
1736-2481	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x32)	150,-
1736-2482	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x32)	150,-
1736-2483	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x37)	90,-
1736-2484	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø100x37)	90,-
1736-2485	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø100x37)	90,-
1736-2486	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø100x37)	90,-
1736-2487	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø100x37)	90,-
1736-2488	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1736-2489	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x37)	90,-
1736-2490	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø125x37)	90,-
1736-2491	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø125x37)	90,-
1736-2492	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø125x37)	90,-
1736-2493	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø125x37)	90,-
1736-2494	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1736-2495	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø100x30)	150,-
1736-2496	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø125x30)	150,-

**ALTEZZA DI SEDUTA POSTERIORE (RSH – Rear Seat Height)**
*Misura da terra al telo seduta, senza cuscino*

	37 cm	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm
Con ruote Ø20 x 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Con ruote Ø22 x 1"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TIPOLOGIA DI RUOTA POSTERIORE, PNEUMATICO e CORRIMANO**

1736-651	<input type="checkbox"/>	Cerchio standard colore grigio	STD
1736-486	<input checked="" type="checkbox"/>	Pneumatico con battistrada scanalato, grigio, 4 bar	STD
1736-902	<input type="checkbox"/>	Pneumatico standard, grigio, pieno	0,-
1736-363	<input type="checkbox"/>	Pneumatico SCHWALBE ONE, nero, liscio, 9bar	70,-
1736-897	<input type="checkbox"/>	Pneumatico MARATHON PLUS, nero, 10bar	70,-
1736-494	<input checked="" type="checkbox"/>	Corrimani in alluminio (non applicabili a cerchio JUMBO 695)	STD
1736-166	<input type="checkbox"/>	Anelli in silicone (non applicabili a corrimani 494)	105,-
1736-692	<input checked="" type="checkbox"/>	Corrimani montati stretti (standard)	STD
1736-693	<input type="checkbox"/>	Corrimani montati larghi	0,-

**RUOTE POSTERIORI SPECIALI COMPLETE**

1736-752	<input type="checkbox"/>	Ruote lightwheel con Schwalbe RightRun e corr. nero 20", 22"	50,-
----------	--------------------------	--	------

**OPZIONI PER RUOTE POSTERIORI**

1736-880	<input type="checkbox"/>	Estensione posteriore del telaio di 6cm (solo con freno 681 e non con 907)	145,-
1736-907	<input type="checkbox"/>	Campanatura di 3° (non compatibile con 706, 880, 871, 107 e 752)	95,-

**BARICENTRO**

Pos. A	<input type="checkbox"/>	Assetto passivo. Distanza schienale/centro ruota: 30mm	0,-
Pos. B	<input checked="" type="checkbox"/>	Assetto normale. Distanza schienale/centro ruota: 45mm	STD
Pos. C	<input type="checkbox"/>	Assetto normale. Distanza schienale/centro ruota: 60mm	0,-
Pos. D	<input type="checkbox"/>	Assetto attivo. Distanza schienale/centro ruota: 75mm	0,-

**FRENI PER UTENTE**

1736-680	<input type="checkbox"/>	Freni a spinta (per ruote CON anche freni a tamburo per accompagnatore)	0,-
1736-305	<input checked="" type="checkbox"/>	Freni a spinta (per ruote SENZA freni a tamburo per accompagnatore)	STD
1736-650 <sup>60</sup>	<input type="checkbox"/>	Freno a spinta monolaterale SX, con estensione leva (non con monoguida destra)	240,-
1736-650 <sup>74</sup>	<input type="checkbox"/>	Freno a spinta monolaterale DX, con estensione leva (non con monoguida destra)	240,-
1736-681	<input type="checkbox"/>	Estensione leva freno, abbattibile	180,-
1736-986	<input type="checkbox"/>	Estensione leva freno, estraibile	60,-

**IMBOTTITURA SCHIENALE**

1736-575	<input checked="" type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro	STD
1736-287	<input checked="" type="checkbox"/>	Cover esterna in tessuto nero standard	STD
1736-292	<input type="checkbox"/>	Cover esterno in tessuto nero traspirante	110,-
1736-2002	<input type="checkbox"/>	Cover più larga di 2cm	80,-
1736-2003	<input type="checkbox"/>	Cover più larga di 4cm	80,-
1736-593	<input type="checkbox"/>	Senza imbottiture (per montaggio schienali posturali)	0,-

*N.B.: Indicare nel paragrafo sotto l'altezza, riferita in questo caso ai tubi dello schienale*

**ALTEZZA DELLO SCHIENALE TENSIONABILE (BH – Backrest Height)**

1736-434	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 34 cm	0,-
1736-436	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 36 cm	0,-
1736-438	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 38 cm	0,-
1736-635	<input checked="" type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 40 cm	STD

**TUBI DELLO SCHIENALE**

1736-621	<input checked="" type="checkbox"/>	Schienale con tubi tondi dritti	STD
1736-622	<input type="checkbox"/>	Schienale con tubi tondi curvi (maggio sostegno lombare)	0,-
1736-29	<input type="checkbox"/>	Schienale con tubi tondi dritti reclinabile 10° meccanicamente	360,-

**ALTRE OPZIONI SCHIENALE**

1736-410	<input type="checkbox"/>	Maniglie di spinta lunghe, fisse	0,-
1736-413	<input checked="" type="checkbox"/>	Maniglie di spinta corte, fisse	STD
1736-502	<input type="checkbox"/>	Maniglie montate esternamente ai tubi, regolabili in altezza di 170 mm	90,-
1736-814	<input type="checkbox"/>	Barra orizzontale di stabilizzazione, rigida (solo con maniglie 410)	195,-
1736-238	<input type="checkbox"/>	Barra orizzontale di stabilizzazione, pieghevole (non con maniglie 502)	120,-
1736-913	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta regolabile in altezza di 30 cm (solo con la barra 814)	280,-

**TELO SEDUTA e CUSCINO**

	<input checked="" type="checkbox"/>	Seduta in tela ritensionabile nera con strisce di velcro femmina	STD
1736-560	<input type="checkbox"/>	Cuscino imbottito alto 3 cm	60,-
1736-561	<input type="checkbox"/>	Cuscino imbottito alto 5 cm	60,-

**SPONDINE E BRACCIOLI**

1736-100	<input checked="" type="checkbox"/>	Spondina in alluminio, fissa, nel colore del telaio con cop. ruota di 3,5 cm	STD
1736-81	<input type="checkbox"/>	Bracciolo corto ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con pulsante	90,-
1736-748	<input type="checkbox"/>	Bracciolo corto integrato nella spondina	180,-

**POGGIAGAMBE**

1736-93	<input checked="" type="checkbox"/>	Poggiagambe swing-away, rimuovibili ad angolo fisso 70° (coppia)	STD
1736-92	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe swing-away, rimuovibili ed elevabili manualmente (coppia)	185,-

**POGGIAPIEDI E LUNGHEZZA PEDANA (LLL – Lower Leg Length)**

La misura LLL deve essere calcolata come distanza tra telo seduta anteriore e piatto pedana

La differenza tra FSH e LLL deve essere di almeno 5 cm

29 cm  
30 cm  
31 cm  
32 cm  
33 cm  
34 cm  
35 cm  
36 cm  
37 cm  
38 cm  
39 cm

		Lunghezza pedana (LLL):	<input type="checkbox"/>
1736-808	<input checked="" type="checkbox"/>	Poggiapiedi separati in plastica, ribaltabili e regolabili anche in profondità	STD
1736-54	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile nel colore del telaio. Larghezza 15cm	80,-
1736-87	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile nel colore del telaio. Larghezza 10cm (fino a SW48)	80,-

**ACCESSORI PER PEDANE**

1736-822	<input type="checkbox"/>	Lacci fermapiedi (coppia)	30,-
1736-823	<input type="checkbox"/>	Fermatallon (coppia)	180,-
1736-946	<input type="checkbox"/>	Fascia fermapolpacci per singola pedana (coppia)	40,-

**COLORI DEL TELAIO**

1736-130	<input type="checkbox"/>	Grigio titanio	0,-
1736-206	<input checked="" type="checkbox"/>	Nero opaco	STD
1736-227	<input type="checkbox"/>	Rosso metallizzato	0,-
1736-224	<input type="checkbox"/>	Blu metallizzato	0,-

**AVANTI JUNIOR** 1.736

1736-4044	<input type="checkbox"/>	Rosso metallizzato opaco	0,-
1736-4049	<input type="checkbox"/>	Verde oliva opaco	0,-
1736-4050	<input type="checkbox"/>	Blu sky	0,-
1736-4051	<input type="checkbox"/>	Bianco gesso	0,-
1736-4922	<input type="checkbox"/>	Verde metallizzato	0,-
1736-4919	<input type="checkbox"/>	Argento	0,-

**ACCESSORI DELLA CARROZZINA**

1736-489	<input type="checkbox"/>	Copriraggi trasparenti	135,-
1736-728	<input type="checkbox"/>	Ruotine antiribaltamento swing-away (coppia)	80,-
1736-729	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento swing-away a sx	40,-
1736-730	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento swing-away a dx	40,-
1736-712	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento rimuovibile montata a sinistra <i>(solo con codice 4930)</i>	30,-
1736-713	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento rimuovibile montata a destra <i>(solo con codice 4931)</i>	30,-
1736-691	<input type="checkbox"/>	Ruotine antiribaltamento rimuovibile (coppia) <i>(solo con codici 4930 e 4931)</i>	60,-
1736-747	<input type="checkbox"/>	Ruotine per passaggi stretti (coppia) <i>(non compatibile con 728, 729 e 730)</i>	350,-
1736-309	<input type="checkbox"/>	Pedalini per sbilanciamento (coppia)	40,-
1736-4930	<input type="checkbox"/>	Pedalino per sbilanciamento montato a SX <i>(con codice 712 funge solo da prolunga)</i>	20,-
1736-4931	<input type="checkbox"/>	Pedalino per sbilanciamento montato a DX <i>(con codice 713 funge solo da prolunga)</i>	20,-
1736-929	<input type="checkbox"/>	Tavolino trasparente regolabile <i>(da SW38 a SW58, con braccioli 21, 84, 107)</i>	170,-
1736-833	<input type="checkbox"/>	Cinghia pelvica	60,-
1736-970	<input type="checkbox"/>	Portastampelle <i>(solo con 309, 4930, 4931)</i>	20,-
1736-819	<input type="checkbox"/>	Set di catarinfrangenti	45,-
1736-912	<input type="checkbox"/>	Pompa a mano per pneumatici con aggancio a telaio	20,-
1736-936	<input type="checkbox"/>	Tavoletta per trasferimento	90,-
1736-962	<input type="checkbox"/>	Zaino X-TREME con tasca esterna	45,-
1736-2082	<input type="checkbox"/>	Adesivi riflettenti 3M	95,-

**IMMAGINI DI ALCUNI ACCESSORI**



14 Code 21



10 Code 26



15 Code 52



15 Code 54



15 Code 87



15 Code 92



14 Code 98



14 Code 107



00 Code 174



08 Code 305



10 Code 410



10 Code 413



00 Code 418



10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650



08 Code 681



19 Code 691



14 Code 748



15 Code 798



03 Code 880



10 Code 4212



15 Code 4312

## DATI TECNICI

Misura Telaio	Telaio CORTO 351
Larghezza della seduta (SW)	30 - 32 - 34 - 36 cm
Larghezza totale	SW + 18 cm
Larghezza totale da chiusa	28 cm
Profondità seduta (SD)	33 - 38 cm
Altezza seduta anteriore (FSH)	42 - 49 cm
Altezza seduta posteriore (RSH)	40 - 47 cm
Altezza schienale (BH)	34 - 40 cm
Altezza braccioli (dal piano seduta)	16,5 - 24 cm
Lunghezza totale comprese le pedane	88 cm
Lunghezza totale senza pedane	66 cm
Portata	75 kg
Peso della carrozzina completa	12 kg
Peso minimo di trasporto	8 kg

## MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

