

ICHAIR MC2 NEW 2.611

## ICHAIR MC2 NEW 2.611

Elettronica da esterno a trazione posteriore



Ordine  Preventivo

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Tecnico di riferimento: \_\_\_\_\_ Cell.: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna: \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione: \_\_\_\_\_

Codice di riferimento NT17: **12.23.06.015** (ex 12.21.27.009 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122127**.

N° repertorio DM: **2959093**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **2.611**

**Prezzo: (a partire da) 4.800,00€ IVA ESCLUSA**

### Configurazione BASE comprende:

- Seduta con pianale rigido e cuscino; schienale tensionabile con fasce a velcro e imbottitura
- Telaio basculante 30°, luci e frecce a LED.
- Pedane swing-away ad angolo fisso e poggiatesta separati ribaltabili.
- Braccioli regolabili con fianchetti.
- Ruote 10" - 14" pneumatiche, nere.
- Motori 4 poli da 350W, velocità 10 km/h
- Elettronica LINX con joystick REM215 LED montato su braccetto fisso.
- Batterie 50Ah(C20) e caricabatterie da 6A.

Portata max. 160 kg

### LARGHEZZA

2611-38	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 38 cm	4.800,-
2611-43	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 43 cm	4.800,-
2611-48	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 48 cm	4.800,-
2611-53	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 53 cm	4.800,-

### PROFONDITA'

2611-615	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 40 cm	0,-
2611-788	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 43 cm	0,-
2611-619	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 46 cm	0,-
2611-4105	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 49 cm	0,-
2611-791	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 52 cm	0,-
2611-955	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 55 cm	0,-

### MOTORI

2611-2117	<input type="checkbox"/>	Motori 10km/h, 2 x 350W, 4-poli; Range max: 35km	STD
2611-918	<input type="checkbox"/>	Controllo elettronico ESP per stabilizzazione della guida	420,-

### OPZIONI TELAIO

2611-2001	<input type="checkbox"/>	Telaio standard	STD
2611-2000	<input type="checkbox"/>	Telaio 6 cm più stretto anteriormente (non con pedane 5107 e 5108)	190,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

<b>SOSPENSIONI POSTERIORI</b>			
2611-892	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sospensioni standard per utenti con peso fino a 100kg</b>	<b>STD</b>
2611-891	<input type="checkbox"/>	Sospensioni rinforzate per utenti con peso da 100kg fino a 160kg	0,-

<b>ALTEZZA PIANO SEDUTA ANTERIORE</b>			
	<input type="checkbox"/>	42,5 cm (solo con ruota anteriore 8", 9")	0,-
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>45 cm (solo con ruota anteriore 10")</b>	<b>STD</b>
	<input type="checkbox"/>	46 cm (solo con ruota anteriore 8", 9")	0,-
	<input type="checkbox"/>	48,5 cm (solo con ruota anteriore 10")	0,-
	<input type="checkbox"/>	49,5 cm (solo con ruota anteriore 8", 9")	0,-
	<input type="checkbox"/>	52 cm (solo con ruota anteriore 10")	0,-

<b>RUOTE ANTERIORI</b>			
2611-157	<input type="checkbox"/>	Diametro 8" con battistrada da strada	50,-
2611-163	<input type="checkbox"/>	Diametro 9" con battistrada da strada	50,-
2611-142	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Diametro 10" con battistrada da strada</b>	<b>STD</b>
2611-2142	<input type="checkbox"/>	Diametro 10" con battistrada tassellato	190,-
2611-146	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ruota pneumatica antiforo (scegliere sopra la tipologia)</b>	<b>STD</b>
2611-900	<input type="checkbox"/>	Ruota piena (scegliere sopra la tipologia)	100,-
2611-908	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Copertoni neri</b>	<b>STD</b>
2611-816	<input type="checkbox"/>	Parafanghi per ruote anteriori	60,-

<b>OPZIONI FORCELLA ANTERIORE</b>			
2611-261	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Forcella standard</b>	<b>STD</b>
2611-2146	<input type="checkbox"/>	Forecella ammortizzata per ruote 8" e 9" (per utenti con peso oltre i 100kg)	420,-
2611-2145	<input type="checkbox"/>	Forecella ammortizzata per ruote 8" e 9" (per utenti con peso fino a 100kg)	420,-

<b>RUOTE POSTERIORI</b>			
2611-815	<input type="checkbox"/>	Diametro 12" con cerchio in alluminio (non con sospensioni anteriori 2146 e 2145)	50,-
2611-460	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Diametro 14" con cerchio in alluminio</b>	<b>STD</b>
2611-2460	<input type="checkbox"/>	Diametro 14" cross (FAT-BOY), larghe (solo con codice 482 e 908; non compat. con 824)	670,-
2611-846	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ruota pneumatica antiforo con battistrada da strada</b>	<b>STD</b>
2611-482	<input type="checkbox"/>	Ruota pneumatica antiforo con battistrada tassellato	0,-
2611-904	<input type="checkbox"/>	Ruota piena con battistrada da strada	150,-
2611-905	<input type="checkbox"/>	Ruota piena con battistrada tassellato	150,-
2611-908	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Copertoni neri</b>	<b>STD</b>
2611-824	<input type="checkbox"/>	Parafanghi per ruote posteriori	180,-

<b>MOVIMENTAZIONI</b>			
2611-118	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Basculamento elettrico da 30°</b>	<b>STD</b>
2611-4118	<input type="checkbox"/>	Basculamento elettrico da 50° (solo con elettronica LINX)	990,-
2611-27	<input type="checkbox"/>	Lift 30 cm + basculamento elettrico da 30° (non con joystick LINX REM215)	1.870,-

<b>SEDUTA</b>			
2611-4276	<input type="checkbox"/>	Piano rigido senza cuscino	0,-
<b>2611-561</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Piano rigido con cuscino da 6 cm</b>	<b>STD</b>
2611-7206	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino Netti UNO	190,-
2611-7203	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino Netti SIT	390,-
2611-948	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino MYLIFE contour	390,-
2611-797	<input type="checkbox"/>	Supporto rigido laterale per cuscino	60,-
2611-4933	<input type="checkbox"/>	Sostegno laterale per coscia, regolabile	790,-

<b>SCHIENALE CON MONTANTI TUBOLARI</b>			
<b>2611-608</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Schienale tubolare Ø22mm</b>	<b>STD</b>
<b>2611-736</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Telo tensionabile con fasce a velcro e imbottitura nera</b>	<b>STD</b>
2611-7206	<input type="checkbox"/>	Telo tensionabile con NETTI UNO BACK	250,-

**Unità posturali per tronco**

ITSM50	<input type="checkbox"/>	NETTI SMART cod. 7209 fodera 3D, h 50 cm, h tot 62 cm. <i>(Telo tensionabile con fasce a velcro codice incluso)</i> NT17: <b>18.09.39.009</b> ; N° repertorio DM: <b>2829281</b>	810,-
ITST50	<input type="checkbox"/>	NETTI STABIL cod. 7207 fodera 3D, h 50 cm, h tot 62 cm. <i>(Telo tensionabile con fasce a velcro codice incluso)</i> NT17: <b>18.09.39.009</b> ; N° repertorio DM: <b>2829285</b>	810,-
ITSS50	<input type="checkbox"/>	NETTI SUPER STABIL cod. 7210 fodera 3D, h 50 cm, h tot 62 cm. <i>(Telo tensionabile con fasce a velcro codice incluso)</i> NT17: <b>18.09.39.009</b> ; N° repertorio DM: <b>2829286</b>	810,-
ITKY50	<input type="checkbox"/>	NETTI KYPHOTIC cod. 7205 fodera 3D, h 50 cm, h tot 62 cm. <i>(Telo tensionabile con fasce a velcro codice incluso)</i> NT17: <b>18.09.39.009</b> ; N° repertorio DM: <b>2829287</b>	810,-

<b>OPZIONI SCHIENALE TUBOLARE</b>			
<b>2611-401</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Reclinazione manuale dello schienale 80° - 120° in 5 step</b>	<b>STD</b>
2611-25	<input type="checkbox"/>	Reclinazione elettrica dello schienale 80° - 140°	600,-
2611-2958	<input type="checkbox"/>	Profondità schienale aumentata <i>(per schienali deep contour)</i>	350,-
2611-2311	<input type="checkbox"/>	Tubi allargati di 5cm <i>(per schienali più larghi rispetto alla seduta)</i>	390,-
2611-2313	<input type="checkbox"/>	Tubi ristretti di 5cm <i>(per schienali più stretti rispetto alla seduta)</i>	390,-

<b>SCHIENALE CON SCOCCA CENTRALE</b>			
2611-2946	<input type="checkbox"/>	Schienale con scocca centrale	350,-
<i>Scegliere la larghezza:</i>			
2611-2038	<input type="checkbox"/>	Larghezza schienale MYLIFE contour 38 cm	0,-
2611-2043	<input type="checkbox"/>	Larghezza schienale MYLIFE contour 43 cm	0,-
2611-2048	<input type="checkbox"/>	Larghezza schienale MYLIFE contour 48 cm	0,-
2611-2053	<input type="checkbox"/>	Larghezza schienale MYLIFE contour 53 cm	0,-

*Scegliere l'altezza:*

2611-C921	<input type="checkbox"/>	Altezza schienale MYLIFE contour 52 cm	0,-
2611-C922	<input type="checkbox"/>	Altezza schienale MYLIFE contour 57 cm	0,-
2611-C923	<input type="checkbox"/>	Altezza schienale MYLIFE contour 62 cm	0,-
2611-C928	<input type="checkbox"/>	Altezza schienale MYLIFE contour 67 cm	0,-

**OPZIONI SCHIENALE CENTRALE**

2611-2947	<input type="checkbox"/>	Reclinazione elettrica dello schienale 150° <i>(solo con bracciolo codice 24 o 106)</i>	750,-
2611-2948	<input type="checkbox"/>	Reclinazione elettrica biomeccanica dello schien. 170° <i>(solo con bracciolo codice 24)</i>	1.750,-
2611-4275	<input type="checkbox"/>	Guide per montaggio accessori sullo schienale	90,-
2611-2957	<input type="checkbox"/>	Pelotte swing away <i>(solo in combinazione a codice 4275)</i>	610,-
2611-814	<input type="checkbox"/>	Maniglione di spinta	340,-

**POGGIATESTA**

2611-914	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta multifunzionale 3D con asta regolabile e giunto sferico	450,-
2611-937	<input type="checkbox"/>	Estensione snodi poggiatesta	80,-

**Unità posturali per capo**

ITAPP-A	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta NETTI-A, tipo avvolgente con fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829310</b>	360,-
ITAPP-B	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta NETTI-B, piccolo, ovale con fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829314</b>	360,-
ITAPP-C	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta NETTI-C, largo, rettangolare con fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829315</b>	360,-
ITAPP-D	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta NETTI-D, comfort in memory e fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829316</b>	360,-
ITAPP-E	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta NETTI-E con supporti laterali regolabili con fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829317</b>	360,-
ITAPP-F	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta NETTI-F con sostegno nucale con fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> N° repertorio DM: <b>2829318</b> <i>(non adatta per trasporto in auto – Se serve ordinare un poggiatesta in aggiunta)</i>	360,-

**BRACCIOLI**

<b>2611-106</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Bracciolo rimuovibile regolabile</b>	<b>STD</b>
2611-24	<input type="checkbox"/>	Bracciolo ribaltabile regolabile <i>(non compatibile con codice 2948)</i>	690,-
2611-324	<input type="checkbox"/>	Bracciolo ribaltabile regolabile, a movimento biomeccanico <i>(solo con codice 2948)</i>	990,-
<b>2611-101</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Spondina proteggibiti in plastica <i>(solo con codice 106)</i></b>	<b>STD</b>
2611-4422	<input type="checkbox"/>	Fissaggio bracciolo in posizione iniziale <i>(solo con codice 24 e 324)</i>	100,-

**POGGIABRACCIA e SUPPORTI PALMARI**

<b>2611-975</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Poggiabraccio imbottito standard sinistro</b>	<b>STD</b>
<b>2611-974</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Poggiabraccio imbottito standard destro</b>	<b>STD</b>
2611-4990	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccio imbottito standard sinistro, con snodo per rotazione esterna	199,-
2611-4984	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccio imbottito standard destro, con snodo per rotazione esterna	199,-
2611-4982	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccio imbottito per emiplegico, sinistro	190,-
2611-4981	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccio imbottito per emiplegico destro	190,-
2611-4993	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccio imbottito per emiplegico sinistro, con snodo per rotazione esterna	330,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

**ICHAIR MC2 NEW** 2611

2611-4991	<input type="checkbox"/>	Poggiabracchio imbottito per emiplegico destro, con snodo per rotazione esterna	330,-
2611-4988	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare sinistro piatto <i>(solo con poggiabracchio 4982 o 4993)</i>	80,-
2611-4985	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare destro piatto <i>(solo con poggiabracchio 4981 o 4991)</i>	80,-
2611-4987	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare con impugnatura ergonomica sinistra <i>(solo con 4982 o 4993)</i>	90,-
2611-4986	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare con impugnatura ergonomica destra <i>(solo con 4982 o 4993)</i>	90,-
2611-4989	<input type="checkbox"/>	Estensione per supporto palmare sinistro <i>(solo con poggiabracchio 4982 o 4993)</i>	65,-
2611-4983	<input type="checkbox"/>	Estensione per supporto palmare destro <i>(solo con poggiabracchio 4981 o 4991)</i>	65,-

**PEDANE SEPARATE**

<b>2611-293</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Poggiagambe s/away, estraibili ad angolo fisso</b>	<b>STD</b>
2611-4092	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili elevabili manualmente	890,-
2611-2086	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili elevabili elettricamente	1.190,-
<b>2611-808</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Poggiapiedi separati ribaltabili, regolabili in altezza e angolazione</b>	<b>STD</b>
2611-57	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile, regolabile in altezza, angolazione e profondità	250,-
2611-822	<input type="checkbox"/>	Cinturino fermapiede (coppia)	40,-
2611-823	<input type="checkbox"/>	Fermatallone (coppia)	240,-
2611-2945	<input type="checkbox"/>	Poggiapolpacci per pedane separate	360,-

**PEDANA UNICA CENTRALE**

2611-5100	<input type="checkbox"/>	Regolabile meccanicamente da 85° a 95°. <i>(Lunghezza regolabile da 28 a 40 cm)</i>	680,-
2611-5101	<input type="checkbox"/>	Regolabile meccanicamente da 85° a 95°. <i>(Lunghezza regolabile da 33 a 45 cm)</i>	680,-
2611-4935	<input type="checkbox"/>	Regolabile elettronicamente da 90° a 170°. Con poggiapolpacci cod. 2495 compresi. <i>(Lunghezza regolabile da 20 a 40 cm)</i>	1.090,-
2611-5104	<input type="checkbox"/>	Regolabile elettronicamente da 90° a 170°. Con poggiapolpacci cod. 2495 compresi. <i>(Lunghezza regolabile da 20 a 45 cm)</i>	1.090,-
2611-4949	<input type="checkbox"/>	Regolabile elettronicamente da 90° a 170°, con pedana che arriva a terra. Con poggiapolpacci cod. 2495 compresi. <i>(Lunghezza regolabile da 35 a 45 cm)</i>	1.750,-
2611-5109	<input type="checkbox"/>	Piatto pedana unico standard	280,-
2611-5108	<input type="checkbox"/>	Piatto pedana unico largo	440,-
2611-5107	<input type="checkbox"/>	Piatto pedana doppio, regolabile separatamente <i>(non compatibile con codice 4949)</i>	650,-

**BATTERIE E LUCI**


<b>2611-5159</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Batterie 50Ah (C20)</b>	<b>STD</b>
2611-511	<input type="checkbox"/>	Batterie gel 60Ah (C20)	390,-
2611-5158	<input type="checkbox"/>	Batterie 80Ah (C20)	490,-
<b>2611-731</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Caricabatterie 6A per batteria da 50Ah</b>	<b>STD</b>
2611-732	<input type="checkbox"/>	Caricabatterie 8A (Raccomandato per batterie 80Ah)	0,-
2611-733	<input type="checkbox"/>	Caricabatterie 12A (Raccomandato per batterie 80Ah)	50,-
<b>2611-932</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Luci e frecce a LED anteriori e posteriori</b>	<b>STD</b>


**JOYSTICK e MODULI ELETTRONICI LINX**

2611-2838	<input type="checkbox"/>	Electronica LINX	STD
2611-2847	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX REM215 (guida, luci + controllo fino a 2 attuatori)	STD
2611-2848	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX REM216 (guida, luci + controllo fino a 6 attuatori)	350,-
2611-2849	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX REM400 touchscreen (guida, luci + controllo fino a 6 attuatori)	790,-
2611-2857	<input type="checkbox"/>	Kit 2 levette laterali per joystick LINX REM400	320,-
2611-2850	<input type="checkbox"/>	Visore LINX REM500 touchscreen (guida, luci + controllo fino a 6 attuatori) <i>(Solo in combinazione a codice 2859 e supporto joystick 4860)</i>	920,-
2611-4789	<input type="checkbox"/>	Doppio comando per accompagnatore, montato a destra, codice 2074 <i>(Comprende codice 2859)</i>	790,-
2611-4789	<input type="checkbox"/>	Doppio comando per accompagnatore, montato a sinistra, codice 2060 <i>(Comprende codice 2859)</i>	790,-
2611-2859	<input type="checkbox"/>	Ciabatta LINX 4-vie	150,-

**PULSANTIERA ESTERNA PER GESTIONE DIRETTA ATTUATORI LINX**

2611-2858  Pulsantiera 5 tasti 450,-



2611-4597  Montaggio alla fino del bracciolo, lato joystick 290,-

2611-4599  Montaggio alla fino del bracciolo, lato opposto al joystick 0,-

**COMANDI SPECIALI LINX**

2611-2851	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX compatto <i>(Solo in combinazione a joystick 2849 o visore codice 2850)</i>	590,-
2611-2852	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX compatto, low force <i>(Solo in combinazione a joystick 2849 o visore codice 2850)</i>	790,-
2611-2854	<input type="checkbox"/>	Modulo input LINX IN200	950,-
2611-2855	<input type="checkbox"/>	Modulo input LINX IN500 con S/P	1.150,-
2611-2856	<input type="checkbox"/>	Modulo output LINX OUT	950,-
2611-543	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø63mm, verde <i>(Solo in comb. a joystick 2849 o visore codice 2850)</i>	290,-
2611-596	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø63mm, giallo <i>(Solo in comb. a joystick 2849 o visore codice 2850)</i>	290,-
2611-778	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø30mm, verde <i>(Solo in comb. a joystick 2849 o visore codice 2850)</i>	250,-
2611-779	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø30mm, verde <i>(Solo in comb. a joystick 2849 o visore codice 2850)</i>	250,-


**JOYSTICK e MODULI ELETTRONICI RNET**

2611-678	<input type="checkbox"/>	Modulo gestione attuatori R-NET	390,-
2611-702	<input type="checkbox"/>	Centralina R-NET	750,-
2611-415	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LED <i>(Solo con codici 678 e 702)</i>	270,-
2611-416	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD a colori <i>(Solo con codici 678 e 702)</i>	470,-
2611-398	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD a colori 3,4" <i>(Solo con codici 678 e 702)</i>	990,-
2611-839	<input type="checkbox"/>	Modulo R-NET OMNI II <i>(Solo con codici 678 e 702)</i>	1.350,-

**ICHAIR MC2 NEW 2611**
**SUPPORTO DEL JOYSTICK**

<b>2611-4859</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Supporto joystick fisso, regolabile in profondità</b>	<b>STD</b>
2611-4860	<input type="checkbox"/>	Supporto joystick swing-away esterno, regolabile in altezza e profondità	90,-
2611-4874	<input type="checkbox"/>	Protezione per joystick	175,-

**LATO DI GUIDA**

<b>2611-74</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Guida lato destro</b>	<b>STD</b>
2611-60	<input type="checkbox"/>	Guida lato sinistro	0,-

**IMPUGNATURE DEL JOYSTICK**

2611-553	<input type="checkbox"/>	Tetra-fork verticale	60,-
2611-556	<input type="checkbox"/>	Tetra-fork orizzontale	80,-
2611-734	<input type="checkbox"/>	Tetra-fork orizzontale ( <i>regolabile alla larghezza del palmo della mano</i> )	150,-
2611-4589	<input type="checkbox"/>	Manopola a fungo	80,-
2611-4590	<input type="checkbox"/>	Manopola sferica	85,-
2611-4591	<input type="checkbox"/>	Manopola a T	150,-
2611-4593	<input type="checkbox"/>	Manopola a stelo verticale	130,-
2611-4594	<input type="checkbox"/>	Manopola concava	80,-
2611-4595	<input type="checkbox"/>	Manopola con palla morbida	220,-
2611-4596	<input type="checkbox"/>	Manopola con palla da golf	60,-

**COLORI DEL TELAIO**

<b>2611-207</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nero</b>	<b>STD</b>
2611-212	<input type="checkbox"/>	Bianco	50,-
2611-186	<input type="checkbox"/>	Blu	50,-
2611-227	<input type="checkbox"/>	Rosso	50,-
2611-180	<input type="checkbox"/>	Lemon reflex	50,-
2611-214	<input type="checkbox"/>	Giallo	50,-

**ACCESSORI DELLA CARROZZINA**

2611-906	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore montato a destra	110,-
2611-927	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore montato a sinistra	110,-
2611-994	<input type="checkbox"/>	Portapacchi posteriore ad aste metalliche	120,-
2611-970	<input type="checkbox"/>	Portastampelle	140,-
2611-781	<input type="checkbox"/>	Presa USB per ricarica apparecchi elettronici	390,-
2611-782	<input type="checkbox"/>	Braccetto per aggancio portacellulare ( <i>senza portacellulare</i> )	50,-
2611-4795	<input type="checkbox"/>	Chiave di blocco per joystick ( <i>solo per RNET</i> )	120,-
2611-833	<input type="checkbox"/>	Cintura di sicurezza	95,-

**DATI TECNICI**

Larghezza della seduta	38 – 65 cm
Profondità della seduta	40 – 55 cm
Altezza anteriore	44 – 53 cm
Larghezza totale	63 cm
Misura delle ruote anteriori	8", 9", 10"
Misura delle ruote posteriori	12", 14"
Altezza massima di superamento ostacoli	10 cm
Portata max	max 160 kg
Velocità di guida	10 km/h
Potenza dei motori	2 x 350W
Autonomia	35 – 40 km
Pendenza consentita	8,5° / 15%
Tipologia di sterzo	indiretto

**MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:**

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

