

EUROCHAIR2 2.750

Carrozzina leggera a telaio pieghevole

STOCK VERSION



Ordine Preventivo

Data ____/____/____ Cliente _____

Tecnico di riferimento: _____ Cell.: _____

Indirizzo di consegna: _____

Indirizzo di fatturazione: _____

Codice di riferimento NT17: **12.22.03.006** (ex 12.21.06.039 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122106**.

N° repertorio DM: **1362446**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **2.750**

Prezzo: 780,00€ IVA ESCLUSA

Configurazione BASE comprende:

- Telaio leggero pieghevole, omologato per trasporto in auto. Test to ISO 7176-19.
- Ruote da 24" piene con catarinfrangenti sui raggi e ruote anteriori da 180 mm;
- Schienale tensionabile con fasce a velcro e imbottitura nera;
- Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili e rimovibili con poggibraccia regolabili in profondità;
- Pedane swing-away con poggipiedi regolabili in altezza e angolazione e fermatalloni singoli.
- 2 antiribaltamento rimovibili;
- Cintura di sicurezza;
- Cuscino seduta;
- Portastampelle.

Portata max. 130 kg

CARROZZINA con freni a spinta per utente

2750-SV-38	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 38 cm – Versione STOCK (9275025)	780,-
2750-SV-40	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 40 cm – Versione STOCK (9275026)	780,-
2750-SV-43	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 43 cm – Versione STOCK (9275027)	780,-
2750-SV-46	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 46 cm – Versione STOCK (9275028)	780,-
2750-SV-48	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 48 cm – Versione STOCK (9275029)	780,-
2750-SV-50	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 50 cm – Versione STOCK (9275030)	780,-
2750-SV-53	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 53 cm – Versione STOCK (9275031)	780,-

CARROZZINA con freni a tamburo per accompagnatore


2750-SV-38DB	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 38 cm – Versione STOCK (9275032)	840,-
2750-SV-40DB	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 40 cm – Versione STOCK (9275024)	840,-
2750-SV-43DB	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 43 cm – Versione STOCK (9275033)	840,-
2750-SV-46DB	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 46 cm – Versione STOCK (9275034)	840,-
2750-SV-48DB	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 48 cm – Versione STOCK (9275035)	840,-
2750-SV-50DB	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 50 cm – Versione STOCK (9275036)	840,-
2750-SV-53DB	<input type="checkbox"/>	Carrozzina EUROCHAIR2 da 53 cm – Versione STOCK (9275037)	840,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.



DATI TECNICI

Larghezza della seduta (SW)	da 38 a 53cm
Profondità della seduta	variabile da 40 a 49 cm
Altezza dello schienale	42 cm
Altezza anteriore / posteriore	variabile da 47 a 52 cm
Lunghezza totale con pedane	105 cm
Larghezza totale da piegata	31 cm
Larghezza totale	SW + 20 cm
Altezza totale	93 cm
Misura delle ruote anteriori	180 mm
Misura delle ruote posteriori	24"
Altezza braccioli	21 - 25 cm
Raggio di sterzata	97 cm
Portata	max 130 kg
Peso totale (compreso di tutti gli accessori aggiuntivi)	17,5 kg

MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

