

EUROCHAIR2 PRO 2.850

Carrozzina leggera a telaio pieghevole



Ordine Preventivo

Data ____/____/____ Cliente _____

Tecnico di riferimento: _____ Cell.: _____

Indirizzo di consegna: _____

Indirizzo di fatturazione: _____

Codice di riferimento NT17: **12.22.03.006** (ex 12.21.06.039 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122106**.

N° repertorio DM: **1741616**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **2.850**

Prezzo: (a partire da) 950,00€ IVA ESCLUSA

Configurazione BASE comprende:

- Telaio leggero pieghevole, omologato per trasporto in auto. Test to ISO 7176-19.
- Ruote da 24" piene e ruote anteriori da 180 mm, PU;
- Schienale tensionabile con fasce a velcro e imbottitura nera;
- Braccioli regolabili in altezza, ribaltabili e rimuovibili con poggibraccia regolabili in profondità;
- Pedane swing-away con poggipiedi regolabili in altezza e angolazione

Portata max. 130 kg

LARGHEZZA SEDUTA (SW – Seat Width)

2850-30	<input type="checkbox"/>	Larghezza 30 cm (codice MEYRA 3342)	1.350,-
2850-32	<input type="checkbox"/>	Larghezza 32 cm (codice MEYRA 3344)	1.350,-
2850-34	<input type="checkbox"/>	Larghezza 34 cm (codice MEYRA 3346)	1.350,-
2850-36	<input type="checkbox"/>	Larghezza 36 cm (codice MEYRA 3348)	1.350,-
2850-38	<input type="checkbox"/>	Larghezza 38 cm (codice MEYRA 38)	950,-
2850-40	<input type="checkbox"/>	Larghezza 40 cm (codice MEYRA 40)	950,-
2850-43	<input type="checkbox"/>	Larghezza 44 cm (codice MEYRA 43)	950,-
2850-46	<input type="checkbox"/>	Larghezza 46 cm (codice MEYRA 46)	950,-
2850-48	<input type="checkbox"/>	Larghezza 48 cm (codice MEYRA 48)	950,-
2850-50	<input type="checkbox"/>	Larghezza 50 cm (codice MEYRA 350)	950,-
2850-53	<input type="checkbox"/>	Larghezza 53 cm (codice MEYRA 53)	950,-

PROFONDITA' SEDUTA (SD – Seat Depth)

2850-615	<input type="checkbox"/>	Profondità 40 cm	0,-
2850-788	<input type="checkbox"/>	Profondità 43 cm	0,-
2850-619	<input type="checkbox"/>	Profondità 46 cm	60,-
2850-4105	<input type="checkbox"/>	Profondità 49 cm	60,-

OPZIONI TELAIO

2850-878	<input type="checkbox"/>	Estensione posteriore del telaio di 7cm	400,-
2850-4906	<input type="checkbox"/>	Telaio HEMI con forcelle anteriori lateralizzate di 6cm per lato	59,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

ALTEZZA DI SEDUTA ANTERIORE (FSH – Front Seat Height)

Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm	53 cm	54 cm	55 cm	56 cm
Con ruote Ø100 (4")	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Con ruote Ø125 (5")		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Con ruote Ø142			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Con ruote Ø150 (6")						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Con ruote Ø180									<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø200												<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					

TIPOLOGIA DI RUOTA ANTERIORE

2850-151	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø100 (4") gomma dura, cerchio in plastica (Ø100x23)	30,-
2850-325	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø125 (5") gomma dura, cerchio in plastica (Ø125x30)	30,-
2850-154	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø142 gomma morbida, cerchio in plastica (Ø142x37)	0,-
2850-143	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø150 (6") gomma piena grigia antiforo (Ø150x32)	60,-
2850-161	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota Ø180 gomma piena grigia antiforo	STD
2850-645	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø180 pneumatica grigia	30,-
2850-157	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø200 PU	30,-

ALTEZZA DI SEDUTA POSTERIORE (RSH – Rear Seat Height)

Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	37 cm	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm
Con ruote Ø22 x 1"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø22 x 1 ^{3/8} "			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø24 x 1"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Con ruote Ø24 x 1 ^{3/8} "					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DI RUOTA POSTERIORE, PNEUMATICO e CORRIMANO

2850-651	<input checked="" type="checkbox"/>	Cerchio standard colore grigio	22" e 24"	STD
2850-706	<input type="checkbox"/>	Cerchio std colore grigio con freno a tamburo (con freno cod. 680, 410)		220,-
2850-902	<input checked="" type="checkbox"/>	Pneumatico standard, grigio, pieno	22 x 1" e 24 x 1"	STD
2850-486	<input type="checkbox"/>	Pneumatico con battistrada scanalato, grigio, 4 bar	22 x 1 ^{3/8} " e 24 x 1 ^{3/8} "	30,-
2850-494	<input checked="" type="checkbox"/>	Corrimani in alluminio (non applicabili a cerchio JUMBO 695)	22" e 24"	STD
2850-493	<input type="checkbox"/>	Corrimani in acciaio inox, lucido	24"	120,-
2850-168	<input type="checkbox"/>	Corrimani OPTIGRIFF – con rivestimento gommato	24"	330,-
2850-166	<input type="checkbox"/>	Anelli in silicone (non applicabili a corrimani 494)		105,-
2850-692	<input checked="" type="checkbox"/>	Corrimani montati stretti (standard)		STD
2850-693	<input type="checkbox"/>	Corrimani montati larghi		0,-
2850-871 ⁶⁰	<input type="checkbox"/>	Kit monoguida sinistra (solo con pneumatici 902, senza campanatura e freni a tamburo)		460,-
2850-871 ⁷⁴	<input type="checkbox"/>	Kit monoguida destra (solo con pneumatici 902, senza campanatura e freni a tamburo)		460,-

BARICENTRO

Pos. A	<input checked="" type="checkbox"/>	Assetto normale	STD
Pos. B	<input type="checkbox"/>	Assetto passivo	0,-

FRENI PER UTENTE

	<input type="checkbox"/>	Freni a spinta	STD
2850-680	<input type="checkbox"/>	Freni a spinta (per ruote CON anche freni a tamburo per accompagnatore)	0,-
2850-650 ⁶⁰	<input type="checkbox"/>	Freno a spinta monolaterale SX, con estensione leva (non con monoguida destra)	240,-
2850-650 ⁷⁴	<input type="checkbox"/>	Freno a spinta monolaterale DX, con estensione leva (non con monoguida destra)	240,-
2850-681	<input type="checkbox"/>	Estensione leva freno, abbattibile	180,-
2850-986	<input type="checkbox"/>	Estensione leva freno, estraibile	60,-

TELO SEDUTA e CUSCINO

2850-287	<input type="checkbox"/>	Seduta in tela nera	STD
2850-740	<input type="checkbox"/>	Cuscino imbottito nero, alto 5 cm. Profondo 43 cm	20,-
2850-560	<input type="checkbox"/>	Cuscino imbottito alto 3 cm	60,-
2850-561	<input type="checkbox"/>	Cuscino imbottito alto 6 cm	60,-
2850-4980	<input type="checkbox"/>	Fodera per incontinenza, nera (per codici 560 e 561)	90,-

IMBOTTITURA SCHIENALE

2850-642	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro (per altezze 40, 42 e 44 cm)	STD
2850-634	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro (per altezze 46, 48 e 50 cm)	0,-
2850-575	<input type="checkbox"/>	Schienale comfort, tensionabile con fasce a velcro (per altezze 40, 42 e 44 cm)	50,-

ALTEZZA DELLO SCHIENALE TENSIONABILE (BH – Backrest Height)

	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 40 cm	0,-
	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 42 cm	0,-
	<input checked="" type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 44 cm	STD
	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 46 cm (non con codice 502)	0,-
	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 48 cm (non con codice 502)	0,-
	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 50 cm (non con codice 502)	0,-

TUBI DELLO SCHIENALE

2850-621	<input type="checkbox"/>	Schienale con tubi tondi dritti	STD
2850-622	<input type="checkbox"/>	Schienale con tubi tondi curvi (maggior sostegno lombare)	0,-
2850-29	<input type="checkbox"/>	Schienale con tubi tondi dritti reclinabile 10° meccanicamente (solo con cod. 642)	360,-

ALTRE OPZIONI SCHIENALE

	<input type="checkbox"/>	Maniglie di spinta lunghe, fisse	STD
2850-502	<input type="checkbox"/>	Maniglie di spinta montate esternamente ai tubi, regolabili di 170mm	130,-
2850-814	<input type="checkbox"/>	Barra orizzontale di stabilizzazione, rigida (solo con maniglie 410)	160,-
2850-913	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta regolabile in altezza di 30 cm (solo con la barra 814)	280,-

SPONDINE E BRACCIOLI

2850-107	<input type="checkbox"/>	Bracciolo lungo ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con una mano	STD
2850-70	<input type="checkbox"/>	Bracciolo lungo ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con pulsante	100,-
2850-577	<input type="checkbox"/>	Bracciolo lungo ribaltabile e rimuovibile, bloccabile	0,-

COLORI DEL TELAIO

2850-4919	<input type="checkbox"/>	Argento	STD
------------------	--------------------------	----------------	------------

POGGIAGAMBE

2850-93	<input checked="" type="checkbox"/>	Poggiagambe swing-away, rimuovibili ad angolo fisso 70° (coppia)	STD
2850-759	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe swing-away, rimuovibile ad angolo fisso 70° (sinistra)	0,-
2850-760	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe swing-away, rimuovibile ad angolo fisso 70° (destra)	0,-
2850-92	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe swing-away, rimuovibili ed elevabili manualmente (coppia)	185,-
2850-757	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe swing-away, rimuovibile ed elevabile manualmente (sinistro)	95,-
2850-758	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe swing-away, rimuovibile ed elevabile manualmente (destra)	95,-
2850-52	<input type="checkbox"/>	Supporto per amputati (coppia)	450,-
2850-4507	<input type="checkbox"/>	Supporto per amputato, lato destro	230,-
2850-4508	<input type="checkbox"/>	Supporto per amputato, lato sinistro	230,-
2850-94	<input type="checkbox"/>	Senza pedane	0,-

POGGIAPIEDI E LUNGHEZZA PEDANA (LLL – Lower Leg Length)

La misura LLL deve essere calcolata come distanza tra telo seduta anteriore e piatto pedana

38 cm 39 cm 40 cm 41 cm 42 cm 43 cm 44 cm 45 cm 46 cm 47 cm 48 cm 49 cm 50 cm 51 cm 52 cm

La differenza tra FSH e LLL deve essere di almeno 5 cm

Lunghezza pedana (LLL):

2850-54	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile nel colore del telaio. Larghezza 15cm	180,-
2850-798	<input checked="" type="checkbox"/>	Poggiapiedi separati in plastica, ribaltabili e regolabili (dalla misura SW38)	STD

ACCESSORI PER PEDANE

2850-822	<input type="checkbox"/>	Lacci fermapiedi (coppia)	30,-
2850-359	<input checked="" type="checkbox"/>	Fascia fermapolpacci	STD

ACCESSORI DELLA CARROZZINA

2850-489	<input type="checkbox"/>	Copriraggi trasparenti	135,-
2850-691	<input type="checkbox"/>	Ruotine antiribaltamento rimuovibile (coppia) (solo con codici 4930 e 4931)	30,-
2850-728	<input type="checkbox"/>	Ruotine antiribaltamento swing-away (coppia)	180,-
2850-729	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento swing-away destra	90,-
2850-730	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento swing-away sinistra	90,-
2850-746	<input type="checkbox"/>	Ruotine per passaggi stretti con freni (coppia) (non compatibile con 728, 729 e 730)	490,-
2850-747	<input type="checkbox"/>	Ruotine per passaggi stretti (coppia) (non compatibile con 728, 729 e 730)	290,-
2850-929	<input type="checkbox"/>	Tavolino trasparente regolabile (da SW38 a SW58, con braccioli 21, 84, 107)	170,-
2850-930	<input type="checkbox"/>	Tavolino trasparente della misura della carrozzina (con braccioli 21, 84, 107)	250,-
2850-585	<input type="checkbox"/>	Asta porta flebo	750,-
2850-912	<input type="checkbox"/>	Pompa a mano per pneumatici con aggancio a telaio	20,-
2850-936	<input type="checkbox"/>	Tavoletta per trasferimento	90,-
2850-833	<input type="checkbox"/>	Cinghia pelvica	60,-
2850-970	<input type="checkbox"/>	Portastampelle (solo con 309, 4930, 4931)	20,-
2850-819	<input type="checkbox"/>	Set di catarinfrangenti	45,-
2850-962	<input type="checkbox"/>	Zaino X-TREME con tasca esterna	45,-

DATI TECNICI

Larghezza della seduta (SW)	33-53 cm
Larghezza totale	SW + 20cm
Larghezza totale da chiusa	31 cm
Profondità seduta (SD)	40/43/46/49 cm
Altezza seduta anteriore (FSH)	39-56 cm
Altezza seduta posteriore (RSH)	39-52 cm
Altezza schienale (BH)	44-50 cm
Altezza braccioli (dal piano seduta)	21-26 cm
Lunghezza totale comprese le pedane	105 cm
Lunghezza totale senza pedane	74 cm
Portata	130 kg
Peso della carrozzina completa	17,5 kg
Peso minimo di trasporto	10 kg

MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

