

# OPTIMUS 2 3.322

Elettronica da esterno


 Ordine                       Preventivo

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Tecnico di riferimento: \_\_\_\_\_ Cell.: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna: \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione: \_\_\_\_\_

 Codice di riferimento NT17: **12.23.06.015** (ex 12.21.27.009 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122127**.

 N° repertorio DM: **259797**

 Identificativo attribuito dal fabbricante: **3.322**
**Prezzo: (a partire da) 9.300,00€ IVA ESCLUSA**
**Configurazione BASE comprende:**

- Sedile anatomico ERGOSTAR (tipo "scooter") con reclinazione meccanica dello schienale e braccioli ribaltabili.
- Telaio colore NERO, basculante 15°; Luci e frecce a LED;
- Pedane swing-away ad angolo fisso e poggipiedi separati ribaltabili;
- Ruote anteriori motrici 360x120mm, posteriori a sterzo diretto 320x100mm, pneumatiche, nere;
- Motore da 950W, velocità 10 km/h;
- Elettronica R-NET con joystick R-NET LED montato su braccetto fisso;
- Batterie 80Ah(C20) e caricabatterie da 8A.

**Portata max. 150 kg (120 kg con motore da 15km/h)**
**LARGHEZZA SEDUTA**

3322-43	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 43 cm (solo per seduta ERGOSEAT)	9.300,-
3322-48	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 48 cm (per ERGOSTAR e seduta ERGOSEAT)	9.300,-

**MOTORE**

3322-115	<input type="checkbox"/>	Motore a 6km/h, 950W	0,-
<b>3322-117</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Motore a 10km/h, 950W</b>	<b>STD</b>
3322-150	<input type="checkbox"/>	Motore a 15km/h, 950W (la carrozzina arriva limitata a 12km/h, occorre inserire in centralina un connettore per abilitare la velocità massima). <i>Obbligatorio aggiungere la cintura di sicurezza, codice 3322-833</i>	300,-

**TIPOLOGIA DI RUOTE**

3322-482	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ruote pneumatiche con profilo a blocchi, cerchio in alluminio</b>	<b>STD</b>
3322-904	<input type="checkbox"/>	Ruote piene antiforo con profilo a blocchi, cerchio in alluminio	800,-
3322-909	<input type="checkbox"/>	Copertoni grigi	0,-
3322-908	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Copertoni neri</b>	<b>STD</b>

**ACCESSORI PER RUOTE**

3322-816	<input type="checkbox"/>	Parafanghi per ruote sterzanti posteriori	250,-
3322-4779	<input type="checkbox"/>	Parafanghi per ruote motrici anteriori	250,-
3322-72	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freno a tamburo per stazionamento, azionabile con manopola</b>	<b>STD</b>

**MEYRA ITALY SRL** – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

**BASCULAMENTO**

3322-118	<input type="checkbox"/>	Basculamento elettrico (da 5° a 20°)	STD
3322-119	<input type="checkbox"/>	Basculamento meccanico (da 4° a 12°)	0,-

**SEDILE BASE**

3322-961	<input type="checkbox"/>	Sedile ERGOSTAR con recl. schienale meccanica (tipo "scooter")	STD
3322-593	<input type="checkbox"/>	Senza seduta né schienale (solo telaio, schienale con tubo tondo libero)	0,-

**SEDUTE ERGOSEAT E ERGOSEAT PRO**

3322-4276	<input type="checkbox"/>	Pianale rigido	90,-
3322-948	<input type="checkbox"/>	Seduta ERGOSEAT (selezionare anche la fodera)	250,-
3322-949	<input type="checkbox"/>	Schienale ERGOSEAT	250,-
3322-2019	<input type="checkbox"/>	Schienale ERGOSEAT PRO	500,-

**ACCESSORI ERGOSEAT PRO**

3322-2031	<input type="checkbox"/>	Pelotte toracali a velcro, SMALL	380,-
3322-2021	<input type="checkbox"/>	Pelotte toracali a velcro, LARGE	400,-

**FODERE PER ERGOSEAT**

3322-237	<input type="checkbox"/>	Tessuto nero	130,-
3322-4980	<input type="checkbox"/>	Tessuto nero impermeabile, per incontinenza	0,-
3322-297	<input type="checkbox"/>	Tessuto Rosso/Nero (solo per la versione speciale <i>RS Edition</i> )	270,-

**OPZIONI / MOVIMENTAZIONI SCHIENALE ERGOSEAT**

3322-913	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta rimovibile	260,-
3322-401	<input type="checkbox"/>	Regolazione meccanica dello schienale (-10° a 30°)	0,-
3322-25	<input type="checkbox"/>	Regolazione elettrica dello schienale (-10° a 50°)	460,-

**BRACCIOLI E FIANCHETTI**

3322-106	<input type="checkbox"/>	Bracciolo con fianchetto per ERGOSEAT, regolabile ed estraibile	120,-
3322-24	<input checked="" type="checkbox"/>	Bracciolo ERGOSTAR, ribaltabile e regolabile in angolazione	STD

**PEDANE**

3322-293	<input checked="" type="checkbox"/>	Pedane swing-away, rimuovibili ad angolo fisso	STD
3322-4092	<input type="checkbox"/>	Pedane swing-away, rimuovibili ed elevabili manualmente	1.650,-
3322-2086	<input type="checkbox"/>	Pedane swing-away, rimuovibili ed elevabili elettricamente	2.190,-

**POGGIAPIEDI**

3322-57	<input type="checkbox"/>	Pedana unica 150mm, regolabile prof. e angolazione, ribaltabile.	190,-
3322-808	<input checked="" type="checkbox"/>	Pedane separate, regolabili in altezza e inclinazione	STD

**ACCESSORI PEDANE E POGGIAPIEDI**

3322-822	<input type="checkbox"/>	Lacci fermapiedi (coppia)	30,-
3322-823	<input type="checkbox"/>	Fermatallon (coppia)	180,-

**BATTERIE E CARICATORE**

<b>3322-5160</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Batterie 80Ah (C20) – Non adatte per motori 15km/h</b>	<b>STD</b>
3322-5155	<input type="checkbox"/>	Batterie 107Ah (C20) – Solo con caricatore da 12A	290,-
3322-5161	<input type="checkbox"/>	Batterie 125Ah (C20) – Solo con caricatore da 12A	950,-
<b>3322-732</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Caricatore da 8A</b>	<b>STD</b>
3322-733	<input type="checkbox"/>	Caricatore da 12A	150,-

**LUCI**

<b>3322-932</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Luci e frecce, a LED</b>	<b>STD</b>
-----------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------

**JOYSTICK e MODULI ELETTRONICI**

<b>3322-415</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Joystick R-NET LED</b>	<b>STD</b>
3322-416	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD	<b>290,-</b>
3322-398	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD IR/BT	890,-
3322-839	<input type="checkbox"/>	Modulo R-NET OMNI II	1.600,-
3322-4789	<input type="checkbox"/>	Doppio comando per accompagnatore	890,-
<b>3322-702</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Centralina R-NET per la gestione fino a 6 attuatori</b>	<b>STD</b>

**SUPPORTO DEL JOYSTICK**

<b>3322-4859</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Supporto joystick fisso, regolabile in profondità</b>	<b>STD</b>
3322-4860	<input type="checkbox"/>	Supporto joystick swing-away esterno, regolabile in altezza e profondità	0,-
3322-851	<input type="checkbox"/>	Supporto joystick posteriore (per accompagnatore)	290,-

**LATO DI GUIDA**

3322-60	<input type="checkbox"/>	Guida lato sinistro	0,-
<b>3322-74</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Guida lato destro</b>	<b>STD</b>

**PROGRAMMAZIONE**

<b>3322-985</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Programmazione standard</b>	<b>STD</b>
3322-998	<input type="checkbox"/>	Programmazione personalizzata	Su richiesta

**COLORI DEL TELAIO**

3322-183	<input type="checkbox"/>	Argento Metallizzato	0,-
<b>3322-216</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nero</b>	<b>STD</b>
3322-2201	<input type="checkbox"/>	RS-Edition, Rosso/Nero (solo in comb. con ERGOSEAT 948+949)	390,-

**ACCESSORI DELLA CARROZZINA**

3322-4795	<input type="checkbox"/>	Chiave di blocco per joystick	90,-
3322-833	<input type="checkbox"/>	Cintura di sicurezza	75,-
3322-906	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore montato a destra	110,-
3322-927	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore montato a sinistra	110,-
3322-970	<input type="checkbox"/>	Portastampelle	230,-
3322-539	<input type="checkbox"/>	Clacson amplificato	95,-
3322-930	<input type="checkbox"/>	Tavolo in policarbonato, ribaltabile da un lato	950,-
3322-781	<input type="checkbox"/>	Presa USB per ricarica apparecchi elettronici	280,-
3322-782	<input type="checkbox"/>	Braccetto per aggancio portacellulare (senza portacellulare)	50,-

**OPTIMUS 2** 3.322

3322-2676	<input type="checkbox"/>	Adesivo post. triangolare rosso alta visibilità (solo con ERGOSEAT)	150,-
3322-994	<input type="checkbox"/>	Portapacchi posteriore ad aste metalliche	80,-
3322-993	<input type="checkbox"/>	Box portapacchi posteriore, nero	650,-



**Nuove pedane integrate e resistenti**



**Trazione eccellente su ogni terreno**



**Nuovo software per 15km/h**



**Nuovi fari a LED per una visibilità ottimale**

## DATI TECNICI

Larghezze della seduta	38 – 56 cm
Profondità della seduta	Ergostar 50 cm; Ergoseat 42 – 53 cm
Altezza dello schienale	Ergostar 64 cm; Ergoseat 55 cm
Lunghezza pedana	Ergostar 38-52 cm; Ergoseat 41-55 cm
Altezza braccioli	Ergostar 19-25 cm; Ergoseat 22-28 cm
Altezza anteriore	Ergostar 61 cm; Ergoseat 58 cm
Lunghezza totale con pedane	116 cm
Lunghezza totale senza pedane	103 cm
Larghezza totale	68 cm
Altezza totale senza poggiatesta	Ergostar 117 cm; Ergoseat 105 cm
Lunghezza di trasporto	Ergostar 134 cm; Ergoseat 116 cm
Altezza di trasporto (schienale abbattuto)	Ergostar 72 cm; Ergoseat 76 cm
Misura delle ruote anteriori	360x120
Misura delle ruote posteriori	320x100
Altezza massima di superamento ostacoli	11 cm
Raggio di sterzata	120 cm
Peso di trasporto senza pedane e braccioli	150 kg
Portata	max 150 kg
Peso totale massimo (incl. utente e accessori)	330 kg
Massimo carico aggiuntivo (zaini, borse, ecc..)	10 kg
Velocità di guida	6, 10, 15 km/h
Potenza dei motori	1 x 950W
Autonomia	45-111km (vedi tabella seguente)
Pendenza consentita	18%
Tipologia di sterzo	diretto
Basculamento elettrico	Ergostar 7°-22°; Ergoseat 5°-20°
Basculamento meccanico	Ergostar 7°-15°; Ergoseat 5°-13°
Angolo di reclinazione elettrica dello schienale	da -10° a + 50°
Angolo di reclinazione manuale dello schienale	da 0° a + 30°
Trazione	Anteriore

Tabella range autonomia (Velocità/Batterie)	Batterie 80AH (C20)	Batterie 107AH (C20)	Batterie 125AH (C20)
Motore con velocità 6 km/h	67 km	89 km	111 km
Motore con velocità 10 km/h	45 km	60 km	76 km
Motore con velocità 15 km/h	-	62 km	77 km

## MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

