

JUNIOR

Passeggino smontabile completamente accessoriato



VITEA CARE

Ordine Preventivo

Data ____/____/____ Cliente _____

Tecnico di riferimento: _____ Cell.: _____

Indirizzo di consegna: _____

Indirizzo di fatturazione: _____

Codice di riferimento NT17: **12.27.07.006** (ex 12.27.03.006 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122703**.

N° repertorio DM: **2854044**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **DRVGOE**

Prezzo: (a partire da) 1.400,00€ IVA ESCLUSA

Configurazione BASE comprende:

- Passeggino smontabile, con telaio riducibile
- Telaio egolabile in profondità, con schienale reclinabile e pedane elevabili e regolabili;
- Cintura e bretellaggio, poggiatesta, riduttori per seduta e riduttori per schienale;
- Cuneo divaricatore e barra paracolpi anteriore;
- Cappottina parasole, copertura trasparente parapiovvia e imbottitura scaldagambe;



MISURA PASSEGGINO

DRVGOE-1 Junior mis. 1 - larghezza di seduta 25-30 cm, portata max 30kg 1.400,-

COLORE IMBOTTITURE

-RG	<input type="checkbox"/> Rosso e grigio	0,-
-BG	<input type="checkbox"/> Blu sky e grigio	0,-
-VG	<input type="checkbox"/> Verde menta e grigio	0,-
-NG	<input type="checkbox"/> Nero e grigio	0,-
-QN	<input type="checkbox"/> Quadretti neri e bianchi	0,-
-NC	<input type="checkbox"/> Nero e pallini colorati	0,-



DATI TECNICI

Misura passeggino:	Misura 1
Larghezza sedile	25-30 cm
Profondità sedile	27-34 cm
Altezza schienale	47-52,5 cm
Lunghezza pedana	24 – 34 cm
Larghezza max	66 cm
Lunghezza max	120 cm
Altezza max	113 cm
Dimensioni da piegato	100x60x116 cm
Diametro ruota anteriore	226 x 49 mm
Diametro ruota posteriore	278 x 60 mm
Peso	21 kg
Portata massima	30 kg
Inclinazione schienale	con manopola

