

## JUNIOR PLUS

Passeggino  
basculante  
completamente  
accessoriato



**VITEA**  
**CARE**

Ordine

Preventivo

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Tecnico di riferimento: \_\_\_\_\_ Cell.: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna: \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione: \_\_\_\_\_

Codice di riferimento NT17: **12.27.07.006** (ex 12.27.03.006 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122703**.

N° repertorio DM: **2854046**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **DRVG0J**

**Prezzo: (a partire da) 1.400,00€ IVA ESCLUSA**

### Configurazione BASE comprende:

- Passeggino con base basculante, smontabile, con telaio riducibile
- Telaio egolabile in profondità, con schienale reclinabile e pedane elevabili e regolabili;
- Cintura e bretellaggio, poggiatesta, riduttori per seduta e riduttori per schienale;
- Cuneo divaricatore e barra paracolpi anteriore;
- Cappottina parasole, copertura trasparente parapigioggia e imbottitura scaldagambe;



### MISURA PASSEGGINO

DRVG0J-2	<input type="checkbox"/>	Junior Plus mis. 2 - larghezza di seduta 26-37 cm, portata max 40kg	1.400,-
DRVG0J-3	<input type="checkbox"/>	Junior Plus mis. 3 - larghezza di seduta 32-43 cm, portata max 75kg	1.400,-

### COLORE IMBOTTITURE

-RG	<input type="checkbox"/>	Rosso e grigio	0,-
-BG	<input type="checkbox"/>	Blu sky e grigio	0,-
-VG	<input type="checkbox"/>	Verde menta e grigio	0,-
-NG	<input type="checkbox"/>	Nero e grigio	0,-
-QN	<input type="checkbox"/>	Quadretti neri e bianchi	0,-
-NC	<input type="checkbox"/>	Nero e pallini colorati	0,-



## DATI TECNICI

Misura passeggino:	Misura 2	Misura 3
Larghezza sedile	26-37 cm	32-43 cm
Profondità sedile	29-35 cm	34-40 cm
Altezza schienale	50-55 cm	60-70 cm
Lunghezza pedana	24 – 34 cm	26 – 40 cm
Larghezza max	60 cm	61 cm
Lunghezza max	100 cm	105 cm
Altezza max	116 cm	120 cm
Dimensioni da piegato	100x60x116 cm	105x61x120 cm
Diametro ruota anteriore	226 x 49 mm	171 x 49 mm
Diametro ruota posteriore	278 x 60 mm	247 x 54 mm
Peso	19,5 kg	21 kg
Portata massima	40 kg	75 kg
Altezza massima del bambino	130 cm	165 cm
Altezza bracciolo	18-23 cm	22-27 cm
Inclinazione schienale	con leva	con pulsante
Basculamento	leva sul maniglione	

**Montaggio  
fronte-mamma  
(solo per mis 2)**

