

## UMBRELLA

Passeggino  
pieghevole



**VITEA  
CARE**

Ordine  Preventivo

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Tecnico di riferimento: \_\_\_\_\_ Cell.: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna: \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione: \_\_\_\_\_

Codice di riferimento NT17: **12.27.07.006** (ex 12.27.03.006 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122703**.

N° repertorio DM: **2854039**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **DRVGOC**

**Prezzo: (a partire da) 1.000,00€ IVA ESCLUSA**

### Configurazione BASE comprende:

- Passeggino pieghevole, regolabile in profondità, con schienale reclinabile e pedane elevabili e regolabili;
- Poggiatesta, riduttori per seduta e riduttori per schienale;
- Barra paracolpi anteriore;
- Capottina parasole, copertura trasparente parapiovvia e imbottitura scaldagambe;

### MISURA PASSEGGINO

|          |                          |   |         |
|----------|--------------------------|---|---------|
| DRVGOC-1 | <input type="checkbox"/> | Umbrella mis. 1 - larghezza di seduta 30 cm, portata max 30kg | 1.000,- |
| DRVGOC-2 | <input type="checkbox"/> | Umbrella mis. 2 - larghezza di seduta 34 cm, portata max 45kg | 1.000,- |
| DRVGOC-3 | <input type="checkbox"/> | Umbrella mis. 3 - larghezza di seduta 40 cm, portata max 75kg | 1.100,- |

### COLORE IMBOTTITURE

|     |                          |                          |     |
|-----|--------------------------|--------------------------|-----|
| -RG | <input type="checkbox"/> | Rosso e grigio           | 0,- |
| -BG | <input type="checkbox"/> | Blu sky e grigio         | 0,- |
| -VG | <input type="checkbox"/> | Verde menta e grigio     | 0,- |
| -NG | <input type="checkbox"/> | Nero e grigio            | 0,- |
| -QN | <input type="checkbox"/> | Quadretti neri e bianchi | 0,- |
| -NC | <input type="checkbox"/> | Nero e pallini colorati  | 0,- |



### ACCESSORI

|           |                          |          |      |
|-----------|--------------------------|----------|------|
| DRVGOC005 | <input type="checkbox"/> | Tavolino | 75,- |
|-----------|--------------------------|----------|------|

## DATI TECNICI

| Misura passeggino:          | Misura 1     | Misura 2     | Misura 3     |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Larghezza sedile            | 30 cm        | 34 cm        | 40 cm        |
| Profondità sedile           | 25-30 cm     | 30-35 cm     | 40-45 cm     |
| Altezza schienale           | 50 cm        | 58 cm        | 75 cm        |
| Lunghezza pedana            | 15 – 27,5 cm | 21,5 – 34 cm | 27,5 – 42 cm |
| Larghezza max               | 55 cm        | 58 cm        | 63 cm        |
| Lunghezza max               | 88 cm        | 98 cm        | 105 cm       |
| Altezza max                 | 114 cm       | 116 cm       | 126 cm       |
| Dimensioni da piegato       | 119x37x44 cm | 122x47x44 cm | 128x44x50 cm |
| Diametro ruota anteriore    | 18 cm        | 18 cm        | 17 cm        |
| Diametro ruota posteriore   | 22 cm        | 22 cm        | 25 cm        |
| Peso                        | 13,5 kg      | 15 kg        | 19 kg        |
| Portata massima             | 30 kg        | 45 kg        | 75 kg        |
| Altezza massima del bambino | 120 cm       | 140 cm       | 170 cm       |